



BÁSCULA DIGITAL SILLA CON RUEDAS PIERNERA DE PLASTICO 200KG DIV 100G TARA AUTO-HOLD

Tienda de Equipo Médico presenta BÁSCULA DIGITAL SILLA CON RUEDAS PIERNERA DE PLASTICO 200KG DIV 100G TARA AUTO-HOLD que innova en el mercado presentando características muy importantes que se adaptan a las necesidades de los pacientes.

- El pesaje estando de pie supone un esfuerzo extraordinario para las personas mayores o con motricidad limitada. Por eso, las básculas silla son un gran alivio para los pacientes y el personal en hospitales, residencias de ancianos, institutos geriátricos o departamentos de ortopedia.
- Con una capacidad de 200 kg y una división de 100 g la báscula seca 952 cumple con todas las exigencias esenciales de la medicina. A ello se suman las típicas ventajas que ofrece la tecnología de seca, tales como apoyabrazos y apoyapiés abatibles, un freno que asegura la posición de las ruedas, un asiento ergonómico, y ruedas de marcha suave que, junto con el asidero ergonómico, facilitan notablemente las maniobras con la báscula silla. Se sobreentiende que la báscula seca 952 ofrece la importante función TARA, con la que se puede pesar separadamente cada nuevo peso agregado, y la función auto- HOLD, que permite que el personal atienda al paciente antes de leer el resultado del pesaje.



BÁSCULA DIGITAL SILLA CON RUEDAS PIERNERA DE PLÁSTICO 200KG DIV 100G TARA AUTO-HOLD

CDMX 55 89 14 32 00
info@medicaltechnology.com.mx