



## BOMBA DE VACÍO RESISTENTE A QUÍMICOS CHEMKER 300

Tienda de Simuladores Médicos añade a su catálogo BOMBA DE VACÍO RESISTENTE A QUÍMICOS CHEMKER 300 que innova en el mercado presentando características muy importantes que se adaptan a las necesidades de los pacientes.

- Alta resistencia química
- Todas las piezas húmedas de la bomba de la serie Chemker están hechas de material PTFE que puede resistir la mayoría de los gases corrosivos.
- Sin contaminación del aire y sin mantenimiento.
- Las bombas de la serie Chemker son accionadas por diafragma, sin necesidad de lubricante, cambios regulares de aceite ni mantenimiento; sin contaminación por petróleo.
- Silencioso y de baja vibración
- Impulsado directamente por motor sin transmisión adicional por correa; El conjunto de calidad a prueba de vibraciones hace que la serie Chemker funcione con el nivel de ruido más bajo entre todas las demás bombas equivalentes.
- Dispositivo de protección térmica

## BOMBA DE VACÍO RESISTENTE A QUÍMICOS CHEMKER 300



CDMX 55 89 14 32 00  
info@medicaltechnology.com.mx