



BOMBA DE VACIO ROCKER 400

Tienda de Simuladores Médicos presenta BOMBA DE VACIO ROCKER 400, que innova en el mercado presentando características muy importantes que se adaptan a las necesidades de los pacientes.

- Vacío máximo: 670 mmHg
- Máxima tasa de flujo: 21 L / min
- Rotor del motor: 1700 RPM
- Potencia: 1/8 HP
- puerto de rosca: 5/16 (8mm)
- Nivel de ruido: 50 dB
- Corriente máxima: 0.7 A
- Potencia máxima: 65 W
- Voltaje: 110V / 60 Hz
- Peso neto: 4.1 kg
- Filtración para pruebas microbiológicas.
- Muestreo de aire.
- Prueba de sólidos en suspensión.
- Filtración al vacío.



BOMBA DE VACIO ROCKER 400