



BRAZO PARA INYECCIÓN INTRAVENOSA accesos vasculares

TIENDA DE EQUIPO MEDICO lanza en el mercado el BRAZO PARA INYECCIÓN INTRAVENOSA accesos vasculares CODIGO. MET-NS6003 MARCA MEDICAL SIMULATOR, que tiene las mejores características que se adaptan a las necesidades de los pacientes.

Material piel sintética

- Simulador de inyección intravenosa (BRAZO IZQUIERDO Y DERECHO)
- Simula adultos brazo derecho, tiene abundantes vasos sanguíneos
- Incluye vena cefálica, vena basilíca, la vena cubital media, vena del antebrazo mediana etc., y rete venosa dorsal de la mano
- La piel y los vasos sanguíneos es reemplazable
- Venopunción
- Inyección intravenosa, infusión, muestreo de sangre, transfusión de sangre
- La inserción de la aguja proporciona una sensación obvia similar a la ofrecida por un brazo humano real,
- El funcionamiento correcto atraerá a cabo el reflujo de sangre
- La piel es muy resistente, agujeros de la aguja no permanecen visibles en él incluso después de numerosas
- Inyección repetida en el mismo punto
- Inyección intramuscular deltoidea
- Inyección subcutánea deltoidea

Código: MET-NS6003



BRAZO PARA INYECCIÓN INTRAVENOSA accesos vasculares

CDMX 55 89 14 32 00
info@medicaltechnology.com.mx