



Código: SV-17

BRAZO PEDANTE

TIENDA DE EQUIPO MEDICO lanza en el mercado el BRAZO PEDANTE MODELO SV-17, que tiene las mejores características que se adaptan a las necesidades de los pacientes.

- Bastidor de aluminio
- La capacidad de carga de columna de techo de un único brazo es de hasta 680 kg
- Diseñado con un sistema neumático y de maquinaria de doble freno
- Soporte puede ser desplazado continuamente y posicionado libremente
- Uso de aluminio AL6063-T5, mejor rendimiento en la oxidación y tratamiento de la superficie