



CAMA DE MAGNETOTERAPIA SMART

SIMULADORES MÉDICOS MET añade a su catálogo CAMA DE MAGNETOTERAPIA SMART que innova en el mercado presentando características muy importantes que se adaptan a las necesidades de los pacientes.

- El equipo tiene un diseño innovador, ergonómico y fácil de usar para el tratamiento no-invasivo del aparato musculoesquelético, actuando simultáneamente en la triada edema-contractura-dolor, reparando y regenerando los tejidos del hueso, cutáneo y muscular, a través de magnetoterapia.
- El generador de campo magnético pulsado es controlado por un microprocesador que gestiona 3 canales independientes: cada canal tiene 2 salidas a las que pueden conectarse 4 solenoides y 2 aplicadores Flexa.
- Con la versión manual, el operador encuentra más fácil posicionar el solenoide en el área que va a ser tratada gracias a que se desliza fácilmente en las guías de aluminio



CAMA DE MAGNETOTERAPIA SMART

CDMX 55 89 14 32 00
info@medicaltechnology.com.mx