

Cama Mecánica 2 manivelas

MOD: 01-012



Descripción :

- Sistema mecánico a base de dos manivelas
 - Bastidor ajustable tubular
 - Plataforma de malla de acero cold rolled, formada por dos secciones articuladas.
 - Cabecera y piesera tubulares
 - Esquinas adecuadas para ensamble de cabecera y piesera
 - Dimensiones. Largo: 200cm. Ancho: 91 cm
 - Protegida con pintura electrostática micro pulverizada
 - Peso total del artículo 70kg.
 - Capacidad de Carga 150 kg
- No incluye: colchón ni barandales



Fowler de respaldo de 0° a



Articulación de Rodilla 0° a 30°