

Cama Mecánica 2 manivelas Semi solida

MOD: 01-014



Descripción :

- Sistema mecánico a base de dos manivelas
- Dos barandales corridos, uno a cada lado desmontables
- Plataforma rígida de acero COLD ROLLED , formada por cuatro secciones articuladas, con separaciones para ventilación de colchón.
- Cabecera y piesera tubular, desmontables
- 4 ruedas de 125 mm de diámetro con sistema de freno en dos de ellas
- Dimensiones. Largo: 200cm. Ancho: 91 cm
- Protegida con pintura electrostática micro pulverizada
- Peso total del articulo 100kg.
- Capacidad de Carga 170 kg

No incluye: colchón



Fowler de respaldo de 0° a 70°



Articulación de Rodilla 0° a 30°