



CAMILLA INMOVILIZADORA PRIMEROS AUXILIOS

Tienda de Equipo Médico presenta CAMILLA INMOVILIZADORA PRIMEROS AUXILIOS que innova en el mercado presentando características muy importantes que se adaptan a las necesidades de los pacientes.

- Camilla rígida para inmovilización, con orificio para la columna vertebral, fabricada a base de polietileno, compatible con la mayoría de los inmovilizadores de cabeza y cinturones de seguridad. Debido a que está elaborada a base de polietileno la camilla flota por lo que puede utilizarse para realizar rescates en agua, puede utilizarse al tomar rayos X ya que es completamente translúcida, es de tamaño pequeño y de peso ligero por lo que resulta fácil de transportar y guardar, es cómoda y segura por lo que los pacientes se sientan confortables.



CAMILLA INMOVILIZADORA PRIMEROS AUXILIOS

CDMX 55 89 14 32 00
info@medicaltechnology.com.mx