



CAMILLA PORTÁTIL

SIMULADORES MÉDICOS MET añade a su catálogo la CAMILLA PORTÁTIL MARCA MEDICAL SIMULATOR que uno de sus principales objetivos es desarrollar a los estudiantes en técnicas clínicas.

- Fabricada en madera de pino de alta calidad, barnizada en color natura
- Colchón de poliuretano de alta densidad, tapizada en vinil lavable de alta calidad
- Diseñada terapéuticamente y probada para ofrecer una superficie de trabajo durable y confortable
- Con tres niveles de ajuste para la altura de la cabecera
- Colchón de 5 cm de grosor
- Soporte de carga 150 kg
- Medidas: 70x180 y altura variable de 60-90 cm
- Con un nivel de inclinación



CAMILLA PORTÁTIL

CDMX 55 89 14 32 00
info@medicaltechnology.com.mx