



## CAMINADORA ACUÁTICA

SIMULADORES MÉDICOS MET añade a su catálogo CAMINADORA ACUÁTICA que innova en el mercado presentando características muy importantes que se adaptan a las necesidades de los pacientes.

- Hecha de acero inoxidable tipo 304 con acabado sanitario para evitar la formación de bacterias.
- Con banda mecánica de alta durabilidad soportada con 21 rodillos en acero inoxidable calibre 14.
- La cinta de carrera es de 35 cm x 118 cm de largo
- Plegable con una inclinación máxima de 15°.
- Dimensiones de 125 cm de largo x 140 cm de alto y 6 cm de ancho.
- 2 llantas delanteras de pulgada y media para facilitar su traslado.



## CAMINADORA ACUÁTICA

CDMX 55 89 14 32 00  
[info@medicaltechnology.com.mx](mailto:info@medicaltechnology.com.mx)