



CARRO CAMILLA DE TRASLADO

Tienda de Equipo Médico presenta CARRO CAMILLA DE TRASLADO que innova en el mercado presentando características muy importantes que se adaptan a las necesidades de los pacientes.

- Barandales con dos posiciones a 270° abajo y a 90° arriba.
- Colchón desmontable confortable, liso y antibacterial.
- Colchón de poliuretano de alta densidad forrado en vinil color negro con costuras ocultas
- Respaldo que brinda posiciones de 0° a 90° en forma manual por medio de cremalleras.
- Extensión portavenoclisis doble gancho acabado cromado.
- Cuatro rodajas de 5" de hule termoplástico, dos con freno y dos sin freno.
- Cuatro donas protectoras contra choques.
- Capacidad segura de 200kg.



CARRO CAMILLA DE TRASLADO

CDMX 55 89 14 32 00
info@medicaltechnology.com.mx