



## CARRO CAMILLA RADIOTRASPARENTE

Tienda de Equipo Médico presenta CARRO CAMILLA RADIOTRASPARENTE que innova en el mercado presentando características muy importantes que se adaptan a las necesidades de los pacientes.

- Sistema hidráulico de doble pedestal y pedales de ajuste de altura, localizados en ambos lados
- Barandales laterales abatibles.
- Porta suero fijo, abatible y telescópico.
- Cuatro receptáculos para poste porta suero removible.
- Parachoques en todo lo largo de la camilla, con tiras de protección en cada esquina.
- Base de acero epóxica cubierto de ABS termo formado con espacio para tanque de oxígeno.
- Superficie del paciente radiotransparente.
- Porta cassette para Rayos X.
- Compartimiento para tanque de oxígeno y objetos personales del paciente ubicados al inferior de la camilla.
- Con opción a futuro de instalar soporte para tracción de porta sueros.
- Manivelas abatibles no desmontables, ubicadas en la cabecera y piecera para el empuje de la camilla.
- Incluye 3 cinturones para sujeción del paciente.
- Incluye porta suero.



## CARRO CAMILLA RADIOTRASPARENTE

CDMX 55 89 14 32 00  
[info@medicaltechnology.com.mx](mailto:info@medicaltechnology.com.mx)