



CARRO CUNA BACINETE

Tienda de Equipo Médico presenta CARRO CUNA BACINETE que innova en el mercado presentando características muy importantes que se adaptan a las necesidades de los pacientes.

- Rango de elevación: 800-850 mm.
- Ángulo de inclinación: $30^{\circ} \pm 5^{\circ}$.
- El cuerpo de la cama adopta ingeniería avanzada ABS de una sola vez moldeo por soplado.
- Elija un lavabo para bebés de alta transparencia de grado alimenticio.
- Opcional: mosquitera, tarjetero, doble rueda.
- Cuerpo de la cama: está hecho de láminas y tubos laminados en frío de alta calidad mediante soldadura, y el marco de la cama está hecho de tubos de acero laminado en frío de alta calidad de 40*80*1,2 mm.
- La superficie de la cama de todo el cuerpo de la cama se trata estrictamente mediante 12 procesos, y luego se rocía el polvo de resina antibacteriana antiestática.
- El cuerpo de la cama está soldado por soldadura completa de la superficie de contacto para garantizar la resistencia de la soldadura.
- Cabecero y portón trasero: hechos de plástico ABS



CARRO CUNA BACINETE