



CARRO CUNA BACINETE CROMADO

Tienda de Equipo Médico presenta CARRO CUNA BACINETE CROMADO que innova en el mercado presentando características muy importantes que se adaptan a las necesidades de los pacientes.

- Carro cuna con bacinete, tubular cromado.
- Fabricado con tubo en acabado cromado.
- Base para bacinete multiposición a 2°, 8°, 13° 20° y 27°.
- Entrepañó de lamina acabado de esmaltado.
- Bacinete de acrílico resistente ergonómico.
- Colchón confortable liso y antibacterial.
- Rodajas de 3" de hule termoplastico.



CARRO CUNA BACINETE CROMADO

CDMX 55 89 14 32 00
info@medicaltechnology.com.mx