



CARRO DE CURACIONES CROMADO

Tienda de Equipo Médico presenta CARRO DE CURACIONES CROMADO que innova en el mercado presentando características muy importantes que se adaptan a las necesidades de los pacientes.

- Arillo giratorio porta-cubeta y porta-bandeja de solera de 3.17 mm x 25.4 mm. (1/8 " x 1") de diámetro, acabado cromado.
- Cubierta y entrepaño en lámina de acero inoxidable calibre No. 22, acabado pulido.
- Estructura en tubo de 25.4 mm. (1") de diámetro, calibre No. 18, acabado cromado.
- Travesaños de tubo de acero de 16 mm. (5/8") de diámetro, calibre No. 18, acabado cromado.
- Protecciones en tubo de acero de 12.7 mm. (1/2") de diámetro, calibre No. 18, acabado cromado.
- Rodajas de hule negro, de 121 mm. (4 3/4") de diámetro, acabado cromado.