



CARRO DE CURACIONES INCLUYE LEBRILLO

Tienda de Equipo Médico presenta CARRO DE CURACIONES INCLUYE LEBRILLO que innova en el mercado presentando características muy importantes que se adaptan a las necesidades de los pacientes.

- Estructura fabricada de tubo redondo de 1" de diametro acabado cromado.
- Cubierta y entrepaño de lamina de acero inoxidable tipo 430 calibre 22
- acabado pulido.
- Aros abatibles porta bandeja y porta cubeta acabado cromado.
- Barandal acabado cromado.
- Llantas tipo rodajas giratorias de 1 5/8" de diametro, de hule color negro.



CARRO DE CURACIONES INCLUYE LEBRILLO



CDMX 55 89 14 32 00
info@medicaltechnology.com.mx