



## CARRO DE ENDOSCOPIA

Tienda de Equipo Médico presenta CARRO DE ENDOSCOPIA que innova en el mercado presentando características muy importantes que se adaptan a las necesidades de los pacientes.

- En primer lugar cuenta con una Estructura en Acero para brindar estabilidad en Planos Inclinados
- Por encima de todo que tiene dos Soportes Laterales para Brazo de Monitor.
- Además el Carro Porta equipo endoscopia tiene
- Entrepaños ajustables con Capacidad de 15 Kg
- También cuenta con Ductos Laterales para ordenar y ocultar cables para conexiones.
- Del mismo modo el Desplazamiento Estable con sus cuatro ruedas de goma termo-plástica de 0-125mm de doble hilera de bolas, anti-manchas y freno total en contra esquina.
- Aún más la cubierta con capacidad de 10 kg y se integra con porta teclado, soporte para el mouse, barandal pasa cable y asa conductora.
- Base lastrada para una mayor estabilidad con capacidad de 20 kg, parachoques en las cuatro esquinas.
- Inclinación Segura de Peso 15°



## CARRO DE ENDOSCOPIA

