



CARRO DE TIJERA PARA ROPA SUCIA CIASA

Tienda de Equipo Médico presenta CARRO DE TIJERA PARA ROPA SUCIA CIASA que innova en el mercado presentando características muy importantes que se adaptan a las necesidades de los pacientes.

- Fabricado estructura tubular de 1" en cal.18 acabado cromado.
- Parrilla plegable de varilla de acero de 1/8" y 1/4" acabado cromado.
- Bolsa lona color verde.
- Llanta plana de 3" en color gris.



CARRO DE TIJERA PARA ROPA SUCIA CIASA

CDMX 55 89 14 32 00
info@medicaltechnology.com.mx