



CARRO PARA MEDICAMENTOS 3 CAJONES CIASA

Tienda de Equipo Médico presenta CARRO PARA MEDICAMENTOS 3 CAJONES CIASA que innova en el mercado presentando características muy importantes que se adaptan a las necesidades de los pacientes.

- Cubierta de acero inoxidable tipo 304 de 60 cm x 45 cm
- Manubrio de conducción de perfil tubular de $\varnothing$ 25 mm y de 1.2 mm espesor
- Tres cajones con área útil de 52 x 40 cm con altura de 10 cm
- Cajonero con cerradura total
- Soporte universal de 13 mm para colocar accesorios
- Practico entrepaño acharolado
- Desplazamiento por ruedas de hule termo-plástica de 50 mm y freno contra esquina
- Parachoques de goma en las cuatro esquinas
- Recubrimiento texturizado de gran desempeño contra golpes y la oxidación



CARRO PARA MEDICAMENTOS 3 CAJONES CIASA

CDMX 55 89 14 32 00
info@medicaltechnology.com.mx