



MEDICAL EQUIPMENT TECHNOLOGY



MEDICAL EQUIPMENT TECHNOLOGY SMI S.A. DE C.V.

Ventas directas. Calle 20, No 2, Cuautitlán Izcalli Estado de México, Cp. .54769

TI de CDMX. 0155 65507781 LSC: 01800 8908 518

Mail. ventas@medicaltechnology.com.mx

Web. www.medicaltechnology.com.mx



MEDICAL EQUIPMENT TECHNOLOGY



CATÁLOGO FORMACIÓN DE ENFERMERÍA 2017



MOD: **MS-FA6801**

MARCA: **MEDICAL SIMULATOR**



SIMULADOR DE EMERGENCIA POR INTOXICACION

CARACTERISTICAS:

- Material piel sintética
- Cuerpo completo

MOD: **MS-FA6802**

MARCA: **MEDICAL SIMULATOR**



SIMULADOR DE TRATAMIENTO DE FRACTURAS DE EXTREMIDADES

CARACTERISTICAS:

- Material piel sintética
- Cuerpo completo

MOD: **MS-FA6803**

MARCA: **MEDICAL SIMULATOR**



SIMULADOR DE PUNCION CRIOTIROIDEA

CARACTERISTICAS:

- Textura realista
- Punción cricotiroidea membrana, la traqueostomía, la incisión membrana cricotiroidea, etc.
- La práctica repetida de la piel y los cartílagos traqueales y intercambiables

MOD: **CPR-1500**

MARCA: **MEDICAL SIMULATOR**



SIMULADOR NEONATAL DE RCP Y OBSTRUCCIÓN

CARACTERISTICAS:

- Textura realista
- Simulando obstáculo de la vía aérea, la práctica de la espalda golpeando método y el dedo en el pecho método de prensado
- la práctica operación de RCP básica, respiración artificial y la compresión del pecho
- aumento de pecho realista y caída
- escala realista cuerpo y estructura anatómica precisa, el esternón y las costillas tangible.

MOD: **MS-FA6805**

MARCA: **MEDICAL SIMULATOR**



KIT DE TRAUMA

CARACTERISTICAS:

- Material piel sintética
- Entrenamiento en limpieza, esterilización, detener el sangrado y vendaje
- Componentes :
- Facial grado quemadura I, II, III
- La frente herida abierta
- Traumatismo de mandíbula
- Fractura abierta de la clavícula y contusión en el pecho
- Traumatismo abdominal con el intestino delgado expuesto
- Fractura abierta de húmero derecho del brazo
- La mano derecha fractura abierta, laceración del tejido blando
- Mano izquierda herida de bala
- Muslo derecho fractura femoral compuesto
- Muslo derecho y corte del metal herida de arma blanca
- La pierna derecha fractura abierta
- Pies derechos fractura, dedo pequeño del pie truncamiento
- Izquierda grado brazo quemadura I, II, III
- Traumatismo truncamiento muslo izquierdo
- Amputación de la pierna
- Lesión muscular

MOD: **MS-FA6806**

MARCA: **MEDICAL SIMULATOR**



MANIQUE DE ENFERMERIA AVANZADO TRAUMA

CARACTERISTICAS:

- Material piel sintética
- Equipado con componentes de evaluación de trauma, la vida como
- Diseñado para entrenamiento de limpieza de heridas, esterilización, detener el sangrado y vendajes:
- Facial grado quemadura I, II, III
- La frente herida abierta
- Traumatismo de mandíbula
- Fractura abierta de la clavícula y contusión en el pecho
- Traumatismo abdominal con el intestino delgado expuesto
- Fractura abierta de húmero derecho del brazo
- La mano derecha fractura abierta, laceración del tejido blando
- Tano izquierda herida de bala
- Muslo derecho fractura femoral compuesto
- Muslo derecho y corte del metal herida de arma blanca
- La pierna derecha fractura abierta
- Pies derechos fractura, dedo pequeño del pie truncamiento
- Izquierda grado brazo quemadura I, II, III
- Traumatismo truncamiento muslo izquierdo
- Amputación de la pierna
- Lesión muscular

MOD: **MS-NS1016**

MARCA: **MEDICAL SIMULATOR**



MANIQUI AVANZADO DE ENFERMERIA CON SIMULADOR DE SIGNOS VITALES

CARACTERISTICAS:

- Marcas claras anatómicas
- Baño de esponja, cambio de vestuario, observación de pupila, canal auditivo limpio
- Practica de voltear al paciente, métodos de restricción
- Método de inhalación de oxígeno
- Alimentación nasal, lavado gástrico
- Cuidado de la boca
- Succión de fluidos expectorares
- Inyección intramuscular e Hipodérmica
- Material piel sintética
- Simulador de enfermería con simulador de signos vitales, de cuerpo completo
- Evaluación de trauma
- Simulación de sistemas: Un total de 60 sonidos, incluyendo 21 de voz (tos, vomito, estornudar, etc). 20 del corazón, 13 de respiración, 6 de cavidades abdominales.

MOD: **MS-NS1019**

MARCA: **MEDICAL SIMULATOR**



MANIQUI COMPLETO DE ENFERMERIA

CARACTERISTICAS:


- Material piel sintética
- Simulador de enfermería multifuncional completo
- Características anatómicas precisas y claras, la observación, la pupila del ojo de enfermería, oído, nariz, exfoliante corporal en la cama, cambiarse de ropa
- Practicar diversos métodos de transporte de paciente
- Oxigenación, inhalación, la terapia de inhalación de atomización
- La alimentación nasal, lavado gástrico
- La limpieza bucal, cuidado de prótesis dental
- Succión de esputo
- Inyección intramuscular, la inyección hipodérmica
- Brazo venopunción, inyección, transfusión
- Fístula de enfermería
- Cateterismo (macho / hembra intercambiable), irrigación de la vejiga
- Enfermería escaras
- La práctica de enema
- Medición de la presión arterial

MANIQUI DE ENFERMERIA MULTIFUNCIONAL HOMBRE

MOD: MS-N6001

MARCA: MEDICAL SIMULATOR

CARACTERISTICAS:



- Material piel sintética
- Simulador de enfermería con simulador de signos vitales, de cuerpo completo
- Multifunción ENEN simulador de atención de los pacientes se ha diseñado especialmente para la formación básica de enfermería, se crea un entorno clínico real para los estudiantes.
- ENEN es completamente funcional, aspecto hermoso, estructura precisa, ofrece un verdadero sentido de la operación.
- Lavarse la cara, exfoliante corporal en la cama, cambiarse de ropa
- Transportación de pacientes y cambio de cama lateral,
- La inhalación de oxígeno unilateral
- Terapia de inhalación de atomización
- Alimentación nasal:
- Alimentación nasal para los pacientes en coma
- Tubo gástrico inserción a 45-55cm, puede extraer el jugo gástrico simulado
- El lavado gástrico: se puede practicar a través de la cavidad nasal, cavidad oral, la capacidad del estómago
- hasta 500 ml
- La inyección intravenosa: Que inserta la aguja proporciona una sensación obvia como hacerlo en un brazo humano, y la voluntad

traer de vuelta del flujo sanguíneo

- Punción
- El mismo punto de punción puede soportar numeroso repetida
- La inyección intramuscular
- Inyección de deltoides en la parte superior del brazo; inyección glúteo mayor,
- Inyección de músculo glúteo externa
- Módulo de inyección intramuscular puede ser sacó para la limpieza, la práctica repetida
- Inyección hipodérmica
- Ejercicio lavado Fístula
- Cateterismo uretral
- El cateterismo (macho y hembra) se pueden intercambiar
- El funcionamiento correcto ayudarán a eliminar la orina simulada
- Enema
- Se puede llenarse con el líquido del enema para realizar practicas


DISPONBLE TAMBIEN EN CONFIGURACION AVANZADA

MANIQUI DE NEFERMERIA MULTIFUNCIONAL MUJER

MOD: MS-N6002

MARCA: MEDICAL SIMULATOR

CARACTERISTICAS:



- Material piel sintética
- Simulador de enfermería con simulador de signos vitales, de cuerpo completo
- Multifunción ENEN simulador de atención de los pacientes se ha diseñado especialmente para la formación básica de enfermería, se crea un entorno clínico real para los estudiantes.
- ENEN es completamente funcional, aspecto hermoso, estructura precisa, ofrece un verdadero sentido de la operación.
- Lavarse la cara, exfoliante corporal en la cama, cambiarse de ropa
- Transportación de pacientes y cambio de cama lateral,
- La inhalación de oxígeno unilateral
- Terapia de inhalación de atomización
- Alimentación nasal:
- Alimentación nasal para los pacientes en coma
- Tubo gástrico inserción a 45-55cm, puede extraer el jugo gástrico simulado
- El lavado gástrico: se puede practicar a través de la cavidad nasal, cavidad oral, la capacidad del estómago
- hasta 500 ml
- La inyección intravenosa: Que inserta la aguja proporciona una sensación obvia como hacerlo en un brazo humano, y la voluntad

traer de vuelta del flujo sanguíneo

- Punción
- El mismo punto de punción puede soportar numeroso repetida
- La inyección intramuscular
- Inyección de deltoides en la parte superior del brazo; inyección glúteo mayor,
- Inyección de músculo glúteo externa
- Módulo de inyección intramuscular puede ser sacó para la limpieza, la práctica repetida
- Inyección hipodérmica
- Ejercicio lavado Fístula
- Cateterismo uretral
- El cateterismo (macho y hembra) se pueden intercambiar
- El funcionamiento correcto ayudarán a eliminar la orina simulada
- Enema
- Se puede llenarse con el líquido del enema para realizar practicas

DISPONBLE TAMBIEN EN CONFIGURACION AVANZADA

MOD: **MS-NS1037**

MARCA: **MEDICAL SIMULATOR**



MANIQUI AVANZADO DE ENFERMERIA PARA ENTRENAMIENTO DE HEMORRAGIA

CARACTERISTICAS:

- Material piel sintética
- Simulador de enfermería, de cuerpo completo
- Maniquí adulto, con clara característica anatómica,
- Órganos internos
- La simulación de tratamiento de rescate hemorragia venosa y la práctica fundus gástrico para detener el sangrado
- Cateterismo
- La compresión del tubo de Sengstaken-Blackmore
- Tubo gástrico, lavado gástrico
- La terapia de inhalación de atomización
- Veno-punción
- La inyección intramuscular
- Inyección intradérmica
- La inhalación de oxígeno
- Enema

MOD: **MS-NS1088**

MARCA: **MEDICAL SIMULATOR**



MANIQUI AVANZADO DE ENFERMERÍA ADULTO MAYOR

CARACTERISTICAS:

- Material piel sintética
- Simulador de enfermería de adulto mayor, de cuerpo completo
- Cateterismo (hombre/ mujer intercambiable)
- Sonda gástrica
- Lavado gástrico
- La terapia de inhalación de atomización
- Examen de la próstata
- Cuidado de los senos
- Enema
- Estoma fístula
- Traqueotomía

TABLA COMPARATIVA SIMULADORES DE ENFERMERIA

	<i>NS6001/NS6002</i>	<i>NS1088/1089</i>	<i>NS1019</i>	<i>NS1016</i>
MANEJO DE VIA AEREA	•	•	•	•
TOTALMENTE ARTICULADO	•	•	•	•
INYECCION INTRAVENOSA	•	•	•	•
INYECCION INTRAMUSCULAR	•	•	•	•
INYECCION HIPODERMICA	•	•	•	•
LAVADO GASTRICO	•	•	•	•
CATETERIZACION	•	•	•	•
ENEMA	•	•	•	•
SEXO INTERCAMBIABLE			•	•
APARIENCIA ADULTO MAYOR		•		
SISTEMA DE SIMULACION DE SINTOMATOLOGIA DE PACIENTE				•
KIT DE TRAUMA				•

MOD: **MS-NS6003**

MARCA: **MEDICAL SIMULATOR**




**BRAZO PARA INYECCIÓN INTRAVENOSA
(accesos vasculares)**

CARACTERÍSTICAS:

- Material piel sintética
- Simulador de inyección intravenosa (BRAZO IZQUIERDO Y DERECHO)
- Simula adultos brazo derecho, tiene abundantes vasos sanguíneos
- Incluye vena cefálica, vena basilíca, la vena cubital media, vena del antebrazo mediana etc., y rete venosa dorsal de la mano
- La piel y los vasos sanguíneos es reemplazable
- Veno punción
- Inyección intravenosa, infusión, muestreo de sangre, transfusión de sangre
- La inserción de la aguja proporciona una sensación obvia similar a la ofrecida por un brazo humano real,
- El funcionamiento correcto atraerá a cabo el reflujo de sangre
- La piel es muy resistente, agujeros de la aguja no permanecen visibles en él incluso después de numerosas
- Inyección repetida en el mismo punto
- Inyección intramuscular deltoidea
- Inyección subcutánea deltoidea

MOD: **MS-NS6005**

MARCA: **MEDICAL SIMULATOR**



**BRAZO MULTIFUNCIONAL DE INYECCIÓN INTRAVENOSA
(accesos vasculares)**

CARACTERÍSTICAS:

- Material piel sintética
- Simulador Multifuncional de inyección intravenosa ADULTO (derecho izquierdo)
- Vasos sanguíneos realistas
- Incluye vena basilíca, la vena cubital media, la vena antebraquial mediana, etc.
- La piel y los vasos son reemplazables
- Veno punción
- I.V. , Transfusión, muestreo de sangre, etc.
- Retroalimentación realista, expulsión de la sangre
- La repetición de la práctica en el mismo lugar
- La inyección intramuscular: deltoidea
- Inyección hipodérmica
- La inyección intradérmica

MOD: **MS-NS6006**

MARCA: **MEDICAL SIMULATOR**



BRAZO PARA INYECCIÓN INTRAVENOSA BASICO
(accesos vasculares)

CARACTERISTICAS:

- Material piel sintética
- Simulador de inyección intravenosa de brazo BASICO (DERECHO IZQUIERDO)
- Vasos sanguíneos realistas
- La piel y los vasos son reemplazables
- Veno punción
- I.V. , Transfusión, muestreo de sangre, etc.
- información realista, expulsión de la sangre
- La repetición de la práctica en el mismo lugar

MOD: **MS-NS6007**

MARCA: **MEDICAL SIMULATOR**



MANO PARA INYECCIÓN INTRAVENOSA
(accesos vasculares)

CARACTERISTICAS:

- Material piel sintética
- Simulador de inyección intravenosa de mano BASICO (DERECHO IZQUIERDO)
- Sistema completo de la mano de la vena, la piel y los vasos sanguíneos son reemplazables
- Veno punción
- I.V. , Transfusión, muestreo de sangre, etc.
- información realista, expulsión de la sangre
- La repetición de la práctica en el mismo lugar

MOD: **MS-NS6009**

MARCA: **MEDICAL SIMULATOR**




BRAZO PARA DE INYECCION DE ARTERIA

CARACTERISTICAS:

- Material piel sintética
- Simulador de brazo para inyección en arteria
- La piel y los vasos sanguíneos son reemplazables
- Detectable arteria braquial y la arteria radial
- Toma de muestras de sangre de la arteria: información realista, impulsión de la sangre

MOD: **MS-NS6008**

MARCA: **MEDICAL SIMULATOR**




MODULO DE INYECCION INTRAVENOSA

CARACTERISTICAS:

- Material piel sintética
- Modulo de inyección intravenosa portatil

MOD: **MS-NS6010**

MARCA: **MEDICAL SIMULATOR**



BRAZO ARTERIA Y VENA
(accesos vasculares)

CARACTERISTICAS:

- Material piel sintética
- Simulador de brazo con arteria y vena
- La piel y los vasos son reemplazables
- Veno punción
- I.V. , Transfusión, muestreo de sangre, etc.
- Retroalimentación realista, expulsión de la sangre
- La repetición de la práctica en el mismo lugar
- Detectable arteria braquial y la arteria radial
- toma de muestras de sangre de la arteria: información realista, que expulsa la sangre

MOD: **MS-NS6011**

MARCA: **MEDICAL SIMULATOR**



BRAZO MECANICO GIRATORIO CON ARTERIA
(accesos vasculares)

CARACTERISTICAS:

Brazo electrónico giratorio con arteria

Un diseño con movimiento mecánico, fácil de quitar el vaso sanguíneo dañado, superar el problema de la pérdida vascular después de que muchos de punción

La piel y del vaso sanguíneo se pueden sustituir de forma individual para un ahorro de costes.

Puede tocar la arteria braquial y el pulso arterial radial

La extracción de sangre de la arteria: la punción correcta tendrá un evidente sentido de "pop" y la voluntad de chorro de sangre simulada a cabo

MOD: **MS-NS6061**

MARCA: **MEDICAL SIMULATOR**



BRAZO INFANTIL DE INYECCION INTRAVENOSA

CARACTERISTICAS:

- Material piel sintética
- Brazo infantil para proceso de inyección intravenosa
- Incluyen venas codo y venas de la mano
- Venopunción
- I.V. , Transfusión, muestreo de sangre, etc.
- Información realista, expulsión de la sangre
- La repetición de la práctica en el mismo lugar
- La piel y los vasos sanguíneos son reemplazables

MOD: **MS-NS6012**

MARCA: **MEDICAL SIMULATOR**



MODULO PARA BRAZO DE INYECCION INTRAVENOSA

CARACTERISTICAS:

- Material piel sintética
- Diseño de piel reemplazable y de los vasos sanguíneos venopunción
I.V. , Transfusión, muestreo de sangre, etc.
información realista, expulsión de la sangre
La repetición de la práctica en el mismo lugar

MOD: **MS-NS6014**

MARCA: **MEDICAL SIMULATOR**



PARTE SUPERIOR DE BRAZO PARA INYECCIÓN ELECTRONICO

CARACTERISTICAS:

- Material piel sintética
- Parte superior de brazo para inyección electrónico
- Estructura anatómica precisa
- Sistema electrónico de vigilancia, lo que indica la posición de inyección, la profundidad de luces de diferentes colores y alarmas sonoras
- Inyección intramuscular
- inyección hipodérmica

MOD: **MS-NS6018**

MARCA: **MEDICAL SIMULATOR**



MODULO MULTIFUNCIONAL DE INYECCION INTRAVENOSA

CARACTERISTICAS:

- Material piel sintética
- Modulo multifuncional de inyección intravenosa
- Diseño permite la rotación turno utilizado parte de distancia y aumentar el uso de vida del modelo
- Base de plástico
- Inyección intramuscular
- La inyección intradérmica: realista retroalimentación prueba cutánea
- inyección hipodérmica

TABLA COMPARATIVA BRAZOS DE INYECCION

	<i>NS6006</i>	<i>NS6007</i>	<i>NS6007S</i>	<i>NS6061</i>	<i>NS6062</i>	<i>NS6010</i>	<i>NS6003</i>	<i>NS6005</i>
ANATOMIA ADULTO	•	•	•			•	•	•
ANATOMIA NIÑO				•				
ANATOMIA ADULTO MAYOR					•			
INYECCION INTRAVENOSA	•	•	•	•	•	•	•	•
INYECCION INTRAMUSCULAR							•	•
INYECCION HIPODERMICA								•
INYECCION INTRADERMICA								•
TRANSFUSION	•	•	•	•	•	•	•	•
ANATOMIA DE LAS ARTERIAS						•		

MOD: **MS-NS6020**

MARCA: **MEDICAL SIMULATOR**



MODELO ECONOMICO DE INYECCIÓN DE GLÚTEO

CARACTERISTICAS:

- Material piel sintética
- Modelo económico de inyección de glúteo tamaño natural
- Cuenta con marca de localización para inyección clara
- Sistema de inyección intra muscular

MOD: **MS-NS6021**

MARCA: **MEDICAL SIMULATOR**



SIMULADOR DE GLÚTEO ELECTRONICO

CARACTERISTICAS:

- Material piel sintética
- Modelo económico de inyección de glúteo tamaño natural
- Cuenta con marca de localización para inyección clara
- Sistema de inyección intra muscular
- Sistema integrado de monitoreo, lo que indica la posición, profundidad por la luz LED y sonido de alerta
- Permitir la inyección de "poción", salida de drenaje conveniente

MOD: **MS-NS6022**

MARCA: **MEDICAL SIMULATOR**



SIMULADOR DE INYECCION DE GLUTEO ELECTRONICO CON COMPARACION INTRAMUSCULAR

CARACTERISTICAS:

- Material piel sintética
- Simulador de glúteo adulto de tamaño natural
- Transparente lado derecho, demuestran estructura anatómica
- Sistema de control electrónico, que indica la posición de inyección, la profundidad por la luz LED y sonido de alerta
- inyección glúteo mayor, permite la inyección de "poción", salida de drenaje conveniente
- Glúteo medio, glúteo menor

MOD: **MS-NS6023**

MARCA: **MEDICAL SIMULATOR**



SIMULADOR DE INYECCION DE GLUTEO CON ESTRUCTURA ANATOMICA

CARACTERISTICAS:

- Material piel sintética
- Glúteo tamaño natural
- Simulador de inyección de glúteo con estructura anatómica
- Estructura anatómica precisa
- músculos de la cadera del lado izquierdo se pueden desmontar para demostrar estructura anatómica interna
- inyección glúteo mayor
- Glúteo medio, glúteo menor

MOD: **MS-NS6025**

MARCA: **MEDICAL SIMULATOR**



**MODELO DE CUIDADO DECUBITU
(ANCIANO)**

CARACTERISTICAS:

- Material piel sintética
- Modelo representar la nalga del paciente anciano
- Demostrar cuatro características etapas de decúbito
- la evaluación y el tratamiento de la úlcera

MOD: **MS-NS6026**

MARCA: **MEDICAL SIMULATOR**



SET DE ENFERMERIA DE CUIDADADO CUBITUS

CARACTERISTICAS:

- Material piel sintética
- 6 piel portátil demuestran diferentes etapas del desarrollo de decúbito
- la evaluación y el tratamiento de la úlcera

MOD: **MS-NS6027**

MARCA: **MEDICAL SIMULATOR**



SIMULADOR DE SUCCION ESPUTO

CARACTERISTICAS:

- Material piel sintética
- Tamaño adulto de cabeza y el cuello,
- Cara lateral izquierda
- Es desmontable para exponer la sección vertical y permitir la observación de todo el proceso
- Estructura anatómica precisa,
- Intubación a través nasal, boca
- Traqueotomía

MOD: **MS-NS6028**

MARCA: **MEDICAL SIMULATOR**



GLUTEO DESMONTABLE DE INYECCION INTRAMUSCULAR

CARACTERISTICAS:

- Material piel sintética
- Gluteo de tamaño adulto
- Ambas partes son adecuados para la práctica de la inyección, textura realista
- La vigilancia electrónica, que indica la posición de inyección, la profundidad de luces LED y sonido de alerta
- Inyección glúteo mayor, permite la inyección de "poción", salida de drenaje conveniente
- Glúteo medio, glúteo menor
- Piel reemplazable y la almohadilla de la inyección

MOD: **MS-NS6050**

MARCA: **MEDICAL SIMULATOR**



MODELO DE IRRIGACION DE OIDO

CARACTERISTICAS:

- Material piel sintética
- La posición estándar
- Oreja precisa estructura anatómica
- Sistema de práctica en la operación de irrigación del oído

MOD: **MS-NS6029**

MARCA: **MEDICAL SIMULATOR**



BRAZO DE ENTRENAMIENTO MEDICION DE PRESION ARTERIAL

CARACTERISTICAS:

- Material piel sintética
- Brazo adulto de tamaño natural ,para entrenamiento, presión arterial
- Estetoscopio
- Caja convertidora de señal
- Presión ajustable sistólica, presión diastólica, frecuencia del pulso y volumen
- Rango: presión sistólica 70-250mmHg, presión diastólica 40-140mmHg, la precisión de ajuste de la presión arterial 1 mmHg, frecuencia del pulso 0-220 veces / min
- Medición de la presión arterial
- Pulso de la arteria radial detectable

MOD: **MS-NS6030**

MARCA: **MEDICAL SIMULATOR**



MODELO DE CATERIZACION MASCULINO AVANZADO

CARACTERISTICAS:

- Material piel sintética
- Tamaño natural, la estructura anatómica precisa, la observación conveniente a través concha transparente
- apariencia natural, 3-5 cm de longitud canal uretral
- cateterización masculina
- retroalimentación resistencia realista durante el proceso de
- "Orina" fluir después de entrar con éxito catéter vesical
- irrigación de la vejiga

MOD: **MS-NS6031**

MARCA: **MEDICAL SIMULATOR**



MODELO DE CATERIZACION EN MUJER AVANZADO

CARACTERISTICAS:

- Material piel sintética
- Tamaño natural, la estructura anatómica precisa, la observación conveniente a través concha transparente
- apariencia natural, 3-5 cm de longitud canal uretral
- cateterización femenina
- retroalimentación resistencia realista durante el proceso de
- "Orina" fluir después de entrar con éxito catéter vesical
- irrigación de la vejiga

MOD: **MS-NS6032**

MARCA: **MEDICAL SIMULATOR**



MODELO DE CATERIZACION MASCULINA BASICO

CARACTERISTICAS:

- Material piel sintética
- Equipo tamaño real
- Textura y aspecto realista
- Canal uretral longitud 18-20cm
- Cateterización masculina
- Retroalimentación resistencia realista durante el proceso de
- "Orina" fluir después de entrar con éxito catéter vesical
- irrigación de la vejiga

MOD: **MS-NS6033**

MARCA: **MEDICAL SIMULATOR**



MODELO DE CATERIZACION PARA MUJER BASICO

CARACTERISTICAS:

- Material piel sintética
- Equipo tamaño real
- Textura y aspecto realista
- Canal uretral longitud 18-20cm
- Cateterización FEMENINA
- Retroalimentación resistencia realista durante el proceso de
- "Orina" fluir después de entrar con éxito catéter vesical
- irrigación de la vejiga

MOD: **MS-NS6034**

MARCA: **MEDICAL SIMULATOR**



GLUTEO SIMULADOR DE ENEMA

CARACTERISTICAS:

- Material piel sintética
- Tamaño natural
- Textura realista
- Posición común para enema
- Izquierda-lateral posición
- Permitir la inyección de líquido
- Practicar múltiples métodos de enema

MOD: **MS-NS6034**

MARCA: **MEDICAL SIMULATOR**



MODELO DE ASISTENCIA DE ENEMA Y DEFECACION

CARACTERISTICAS:

- Material piel sintética
- Tamaño real
- Posición de enema estándar
- Conveniente para desmontar y limpiar
- Defecación sencilla
- Eliminación de las heces manuales

MOD: **MS-NS6036**

MARCA: **MEDICAL SIMULATOR**



MODELO DE ALIMENTACION NASAL Y LAVADO GASTRICO

CARACTERISTICAS:

- Material piel sintética
- Modelo de alimentación nasal y lavado gástrico, torso completo sin brazos
- Estructura anatómica realista
- incluyen: la cabeza, el cuello, el pecho, los pulmones y el estómago en tamaño real
- Pared abdominal transparente
- Clara observación de los órganos internos
- Oral intubación cavidad nasal /
- Sistema para alimentación nasal
- El lavado gástrico: estómago capacidad de 500 ml

MOD: **MS-NS6037**

MARCA: **MEDICAL SIMULATOR**



MODELO AVANZADO DE LAVADO GASTRICO (TRANSPARENTE)

CARACTERISTICAS:

- Material piel sintética
- Modelo de lavado gástrico avanzado transparente
- Parte superior del torso del varón adulto
- Lavado gástrico en varias posiciones
- Estructura anatómica precisa, incluyen: cavidad nasal, cavidad oral, dientes, lengua, úvula, las cuerdas vocales, tráquea, bronquios, pulmones, esófago, estómago, hígado, músculo diafragmático, duodeno, colon, etc.
- Pared abdominal transparente para la observación conveniente de proceso de la operación
- El lavado gástrico a través de la cavidad nasal / oral,
- La alimentación nasal, la terapia de oxígeno, cuidado de la boca, la succión de esputo
- Sistema de luces de alerta, lo que demuestra el drenaje duodenal

MOD: **MS-NS6039**

MARCA: **MEDICAL SIMULATOR**



SIMULADOR DE TRAQUEOTOMIA

CARACTERISTICAS:

- Material piel sintética
- Pecho completo de simulador de traqueotomía
- Incluyen: faringe, epiglotis, tráquea, esófago, bronquios, cartílago cricoides, vértebras cervicales, etc.
- Enfermería traqueotomía
- Succión de esputo través de la cavidad oral, nasal o abertura traqueal
- Limpieza y almacenamiento de la cánula traqueal

MOD: **MS-NS6075**

MARCA: **MEDICAL SIMULATOR**



MODELO GENITAL DE MUJER

CARACTERISTICAS:

- Estructura anatómica precisa, para la demostración de proceso de cateterización femenina
- Experiencia en el sistema realista
- Estructura anatómica observable: el recto útero salpingostomia vejiga uretra meato urinario constrictor clítoris y el ano labiummajus nympha la vagina

MOD: **MS-NS6074**

MARCA: **MEDICAL SIMULATOR**



MODELO GENITAL MASCULINO

CARACTERISTICAS:

- Estructura anatómica precisa, para la demostración de proceso de cateterización masculina
- Experiencia en el sistema realista
- Observable estructura anatómica: pubis sínfisis recto vejiga spermatophore meato urinario uréter próstata glánde escroto ano

MOD: **MS-NS6047**

MARCA: **MEDICAL SIMULATOR**




MODELO AVANZADO DE PUNCION EN MUJER

CARACTERISTICAS:

- PIEL SINTETICA
- MODELO AVANZADO DE PUNCION EN MUJER
- Estructura anatómica precisa
- Cateterismo, lavado de la vejiga, la punción
- Vejiga reemplazable, permitir la inyección de líquido
- La práctica repetida, la resistencia de retroalimentación realista

MOD: **MS-NS6046**

MARCA: **MEDICAL SIMULATOR**



MODELO AVANZADO DE PUNCION EN HOMBRE

CARACTERISTICAS:

- PIEL SINTETICA
- MODELO AVANZADO DE PUNCION EN HOMBRE
- Estructura anatómica precisa
- Cateterismo, lavado de la vejiga, la punción
- Eejiga reemplazable, permitir la inyección de líquido
- La práctica repetida, la resistencia de retroalimentación realista

MOD: **MS-NS6042**

MARCA: **MEDICAL SIMULATOR**



SIMULADOR CIUDADO DE COLOSTOMIA

CARACTERISTICAS:

- Material piel sintetica
- Reproduce colostomía e ileostomía
- Equipado con heces artificiales, que pueden diluirse con agua para el uso repetido
- El modelo está montado sobre una base, que es conveniente colocar en una postura correcta
- Cuidado de la colostomía postoperatoria: el reemplazo de bolsas de colostomía, irrigación estoma
- Las heces práctica de limpieza con una bolsa

MOD: **MS-NS6039**

MARCA: **MEDICAL SIMULATOR**




SIMULADOR PROCESO DE INGESTION

CARACTERISTICAS:

- Modelo es un lado de la mitad de la cabeza y el cuello de adultos, los participantes pueden ver la
- Estructuras anatómicas son claras: la cavidad nasal, la concha nasal, nasal medio
- Concha, cornete inferior, la cavidad bucal, la lengua, los dientes, la epiglotis, laringe, esófago,, tráquea.
- Equipado con una base ajustable
- Cuenta con posibilidad de posicionar la cabeza en varios ángulos
- Se puede observar el ángulos relación entre la cama y la cabeza y el cuello
- Puede enseñar a la relación entre la cabeza y el cuello ángulo 'y la deglución incorrecta
- Puede aprender la postura correcta alimentación

MOD: **MS-NS6054**

MARCA: **MEDICAL SIMULATOR**



MODELO DE PIE DIABETICO

CARACTERISTICAS:

- Material piel sintética
- Pie diabético de tamaño natural
- Cambio patológico en la parte posterior e inferior de los pies causados por la diabetes
- Sirve para la evaluación del estado y de enfermería

MOD: **MS-NS6039**

MARCA: **MEDICAL SIMULATOR**




MODULO DE INYECCION INTRAMUSCULAR

CARACTERISTICAS:

- Material piel sintética
- Life like texture
- Estructura precisa
- La inyección intramuscular, la inyección hipodérmica colores opcionales (marrón, amarillo, luz, etc.)

MOD: **MS-NS6017**

MARCA: **MEDICAL SIMULATOR**



MANGA DE INYECCION INTRADERMICA

CARACTERISTICAS:

- Dispositivo de rotación, después de múltiples inyecciones, las partes dañadas se pueden girar lejos
- Para aumentar la frecuencia de uso
- Equipado con un soporte inferior, que es conveniente para aumentar la estabilidad del módulo
- Entrenamiento practico:
- La inyección intradérmica
- Puede darse cuenta de 5º ángulo de inserción de la aguja, erupción de la piel realista aparecerá si es correcta se realiza la operación
- Inyección subcutaneous
- Inyección intramuscular

MOD: **MS-NS6016**

MARCA: **MEDICAL SIMULATOR**



SIMULADOR DE TRAQUEOTOMIA

CARACTERISTICAS:

- Material piel sintética
- 30 puntos de inyección
- soporte de plástico
- La inyección intradérmica
- información realista, similar al resultado negativo en la prueba cutánea
- Permitir la repetición de la práctica

MOD: **MS-NS6504**

MARCA: **MEDICAL SIMULATOR**



DESARROLLO DE CARIES DENTAL

CARACTERISTICAS:

- Modelo consta de 4 dientes molares desmontables montadas sobre base de goma, lo que demuestra el desarrollo de la caries dental

MOD: **MS-NS6039**

MARCA: **MEDICAL SIMULATOR**



MODELO DE CAVIDAD ORAL

CARACTERISTICAS:

- Tamaño natural,
- Dientes y la cavidad oral son separables
- Estructura anatómica precisa, incluyen: la mandíbula, las encías, el arco dental superior, arco dental inferior, la lengua
- Modelo para entrenamiento de cuidado de la boca
- Demostración de método adecuado cepillado de dientes

MOD: **MS-NS6501**

MARCA: **MEDICAL SIMULATOR**



MODELO DE DENTADURA AMPLIA

CARACTERISTICAS:

- Modelo de dentadura a escala de 5 veces el tamaño real
- Cavidad oral Flexible
- Demostración del método correcto cepillado
- Cuidado de la boca

MOD: ADAM X**MARCA: MEDICAL SIMULATOR****SIMULADOR QUIRURGICO DE PACIENTE****CARACTERISTICAS:**

- ADAM-X es una reproducción de una estructura esquelética y anatómica de un ser humano con características y características distintivas. Es de tamaño humano, y tiene una piel muy realista. ADAM-X tiene un parpadeo automático dependiendo del estado fisiológico, así como una reacción fisiológica de las pupilas a la luz y al tacto. Los dientes son reemplazables y la lengua del ADAM-X puede hincharse.
- ADAM-X tiene una gran variedad de sonidos. La auscultación es posible con 8 sonidos de respiración, 5 puntos de sonidos cardíacos y 14 puntos de sonidos pulmonares en la parte delantera del maniquí, con la posibilidad de un conjunto independiente de opciones de sonidos en 4 áreas. También hay la posibilidad de auscultación en la parte posterior del maniquí. Los sonidos respiratorios son independientes y están relacionados con la ventilación de cada pulmón. ADAM-X tiene discurso, y puede decir "sí", "no" y algunas interjecciones. También se presentan sonidos guturales y tos.

Características adicionales

Trabajar con un electrocardiograma real y con un desfibrilador real
Posibilidad de conectar un monitor de paciente humano real y una máquina de anestesia real
Entrenamiento del curso normal de la anestesia
Entrenamiento de complicaciones de carácter general en la anestesiología
Sistema farmacéutico único: el ADAM-X reconoce no sólo el fármaco administrado, sino también la dosis recibida, se produce un cambio de los parámetros vitales correspondientemente
Crear más escenarios con el editor de escenarios
Fuerza de realimentación realista

CUENTAS BANCARIAS MEDICAL TECHNOLOGY SMI SA DE CV

BANC O	CUENTA	CLABE	SWIF T	ADICIONAL
BBVA	0109477403	01218000109477 4039	N/A	Notificar pagos a su asesor y al mail pagos@medicaltechnology.com.mx

DOLARES

BENEFICIARIO	MEDICAL EQUIPMENT TECHNOLOGY SMI SA DE CV
DIRECCION	CALLE 6 NO. 47, COLONIA LA AMPLIACION LA QUEBRADA, CODIGO POSTAL 54769, CUAUTITLAN IZCALLI, ESTADO DE MEXICO, MEXICO
BANCO BENEFICIARIO	BBVA BANCOMER, S.A. INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA BANCOMER
DIRECCION DE BANCO	Perinorte Av. Hacienda Sierra Vieja Hacienda Del Parque 54789 Cuautitlán Izcalli, Estado De México, México
No. CUENTA	0109479449
SUCURSAL	4644
CODIGO SWIFT	BCMRMXMMPYM

Notificar con copia de transferencia a pagos@medicaltechnology.com.mx.

ENVÍOS A TODO EL PAÍS



MEDICAL SIMULATOR



MEDICAL EQUIPMENT TECHNOLOGY SMI S.A. DE C.V.

Ventas directas. Calle 20, No 2, Cuautitlán Izcalli Estado de México, Cp. .54769

TI de CDMX. 0155 65507781 LSC: 01800 8908 518

Mail. ventas@medicaltechnology.com.mx

Web. www.medicaltechnology.com.mx

Lada Sin Costo: 01800 8908839