



MEDICAL EQUIPMENT TECHNOLOGY



MEDICAL EQUIPMENT TECHNOLOGY SMI S.A. DE C.V.

Ventas directas. Calle 20, No 2, Cuautitlán Izcalli Estado de México, Cp. .54769

TI de CDMX. 0155 65507781 LSC: 01800 8908 518

Mail. ventas@medicaltechnology.com.mx

Web. www.medicaltechnology.com.mx



MEDICAL EQUIPMENT TECHNOLOGY



CATÁLOGO FORMACIÓN DE HABILIDADES GINECOLÓGICAS 2017



MEDICAL SIMULATOR

SIMULADOR DE PARTO ELECTRONICO AVANZADO

MOD: MS-GP6642

MARCA: MEDICAL SIMULATOR



CARACTERISTICAS:

- Material piel sintética
- ◆ Este producto es un modelo de enseñanza integral de la maternidad, se puede utilizar para
 - examen prenatal, lo que demuestra todo el proceso de entrega
 - (Incluso atención prenatal, el parto y después del parto), así como la madre y el cuidado de niños.
- ◆ El modelo está formado por puerpera adulto, feto a término, el recién nacido a término
- ◆ piernas puerpera son muy flexibles, para satisfacer parto normal postura del cuerpo de corte de piedra
- ◆ La práctica del cuidado del pecho
- ◆ maniobra de 4 pasos de Leopold
- ◆ examen prenatal
- * Equipado con el modelo de la dilatación cervical y la cabeza del feto modelo de coronación
- * Dirección de fontanela posterior se puede cambiar mediante la rotación o el ajuste de la disminución
- * Uterino textura es muy cerca del cuerpo humano, abertura cervical se puede identificar
- ◆ operación de entrega Asistida

- * Estándar feto a término, fontanela puede ser distinguido, permite el ejercicio
 - extracción de la cabeza del feto
- * Posición perineal es suave y elástico, aplicable para la práctica del parto
- * articulaciones fetales son muy flexibles, aplicable a demostrar varios normal y
 - posición fetal anormal
- * La práctica de la enfermería neonatal
- ◆ ejercicio sutura perineo
 - * Conjuntos de sutura pueden ser reemplazados
- * El ejercicio de atención perineo
 - ◆ palpación abdominal obstétrica
 - ◆ palpación abdominal postparto
 - ◆ la práctica del parto
 - ◆ Simulación de distocia
 - ◆ RCP simple (grávida y neonato)
 - ◆ postparto formación palpación uterina, equipado con los modelos siguientes:
 - * Contracción uterina en el primer día (en buenas condiciones)
 - * Contracción uterina en el primer día (en mal estado)
 - * Contracción uterina en el quinto día (en buenas condiciones)
 - * Contracción uterina en el tercer día (en buenas condiciones)

DISPONBLE TAMBIEN EN CONFIGURACION AVANZADA

MOD: **MS-GP6643**

MARCA: **MEDICAL SIMULATOR**



SIMULADOR PARTO ELECTRONICO

CARACTERISTICAS:

- Material piel sintética
- I construido en el dispositivo mecánico electrónico simular proceso de dar a luz de forma automática
- I cuadro de control de suministro tiene 4 velocidades opción para controlar el proceso de ajuste del parto
- I sonido del corazón fetal se puede ajustar desde la caja de control de entrega al rango de "80-180"
- I La simulación de diversas situaciones de parto: el nacimiento de cabeza, parto de nalgas, cordón alrededor del cuello, placenta previa, etc.
- I cuello uterino realista
- Las maniobras de Leopold I
- I Anteparto Cérvix El cambio y la relación del canal de parto Modelos (6 PC), se pueden instalar en el simulador para el entrenamiento
- I Medición de la descendente fetal, cuello uterino expansión
- I en varias posiciones del feto
- sutura de la vulva

MOD: **MS-NS6614**

MARCA: **MEDICAL SIMULATOR**



SIMULADOR DE PARTO MANUAL

CARACTERISTICAS:

- Material piel sintética
- Simulador de parto manual
- La simulación de diversas situaciones de parto: el nacimiento de cabeza, parto de nalgas, cordón alrededor del cuello, placenta previa, etc.
- I cuello uterino realista
- Las maniobras de Leopold
- Anteparto Cérvix El cambio y la relación del canal de parto Modelos (6 PC), se pueden instalar en el simulador para el entrenamiento
- Medición de la descendente fetal, cuello uterino expansión
- Posiciones del feto

MOD: **MS-GP6613**

MARCA: **MEDICAL SIMULATOR**



MODELO BASICO DE PARTO

CARACTERISTICAS:

- Material piel sintética
- Modelo básico de parto con un bebe hombre o mujer
- Posición de litotomía
- Demostración del proceso de parto estándar
- Aspecto realista,
- Estructura anatómica precisa
- Feto Estándar
- Textura suave, fontanela reconocible, aspiración cabeza del feto
- Extremidades flexibles, demuestran varias posiciones feto

MOD: **MS-NS6612**

MARCA: **MEDICAL SIMULATOR**



SIMULADOR DE PARTO MANUAL

CARACTERISTICAS:

- Material piel sintética
- Modelo consiste en hipogastrio mujer adulta
- 2 fetos con la placenta
- Estructuras realistas.
- Feto a término estándar, juntas flexibles, la demostración de varias posiciones fetales
- I Demostrar proceso de parto completa: compromiso, descendente, flexión, rotación interna, la entrega
- I de la piel abdominal es extraíble, equipado con piel abdominal transparente extra para la demostración visual
- I perineo es suave y elástico, adecuado para la práctica del parto.
- I Demostrar gemelos de entrega (macho y hembra).
- maniobra de 4-pasos de I Leopold
- I instrucción mecanismo de entrega
- I perineo de corte y sutura
- I Nuevo bebé nacido de enfermería

MOD: **MS-GP6631**

MARCA: **MEDICAL SIMULATOR**



MODELO AVANZADO DE MATERNIDAD ELECTRONICO (MANIOBRAS DE LEOPOLD)

CARACTERISTICAS:

- Material piel sintética
- Las mujeres embarazadas cuerpo, textura realista
- El tamaño ajustable útero y la posición del embrión
- La estructura de esqueleto estándar, permite la medición de la pelvis externa
- El cardíaca fetal ajustable sonidos en el rango de 60-200 latidos / min, el estetoscopio y el altavoz opcional
- El cuidado del pecho
- La práctica de maniobras de Leopold I
- La monitorización cardíaca fetal

MOD: **MS-GP6630**

MARCA: **MEDICAL SIMULATOR**



MODELO DE EXAMINACION MATERNA BASICO (MANIOBRAS DE LEOPOLD)

CARACTERISTICAS:

- Material piel sintética
- cuerpo de la mujer embarazada, la textura realista
- El tamaño ajustable útero y la posición del embrión
- La estructura de esqueleto estándar, permite la medición de la pelvis externa
- El cuidado del pecho
- la práctica de maniobras de Leopold I

MOD: **MS-GP6610**

MARCA: **MEDICAL SIMULATOR**



MODELO PERINEO DE SUTURA

CARACTERISTICAS:

- I Consta de 4 partes: la incisión izquierda, la derecha de la incisión, la incisión media e intacto
- La práctica de corte y sutura I
- I Mismo lugar puede soportar la práctica repetida con el agujero de la aguja poco visible
- I Deje nuevo corte en cualquier posición para la práctica
- I retirada de la sutura Práctica

MOD: **MS-NS6018**

MARCA: **MEDICAL SIMULATOR**



MODELO TRANSPARENTE DE LEGRADO

CARACTERISTICAS:

- I,Modelo transparente permite observar con claridad visual del proceso de operación
- Suave, la vulva realista,
- Precisa estructura anatómica: el útero, las trompas de Falopio, varios, vejiga, uréter
- Elasticidad fino para espéculo vaginal
- Cuello uterino es adecuado para la práctica dispositivo de expansión, legra
- El diseño transparente permite la observación de 6-7 semanas de gestación sac
- Cateterismo

MOD: **MS-GP6609**

MARCA: **MEDICAL SIMULATOR**




MODELO DE EXAMEN GINECOLOGICO

CARACTERISTICAS:

- Material piel sintética
- Modelo de examen ginecológico con accesorios
- Modelo de examinación ginecológica

MOD: **MS-NS6007**

MARCA: **MEDICAL SIMULATOR**



MODELO DE EXAMEN DE FLUIDO VAGINAL

CARACTERISTICAS:

- Material piel sintética
- Hipogástrica femenina
- Cara marca anatómica
- Posición de litotomía
- La extracción con fluidos vaginales
- La observación de los cambios patológicos de cuello uterino y la práctica del diagnóstico
- Examen pélvico

MOD: **MS-GP6644**

MARCA: **MEDICAL SIMULATOR**



MODELO AVANZADO DE EXAMINACION DE UTERO

CARACTERISTICAS:

- Material piel sintética
- Con los cambios fisiológicos normales de las mujeres después del parto,
- Posparto proporcionar útero
- Evaluación del fondo
- Habilidades de masaje Hio conjunta es móvil y se puede colocar posición correcta
- Falanges realista hitos anatomical conjuntas
- útero intercambiables:
- útero normal
- posparto 1 hora útero
- Útero después del parto del segundo día
- Útero postparto de la segunda semana
- útero insensible con buena contracción
- útero blando sin una buena contracción

MOD: **MS-NS6633**

MARCA: **MEDICAL SIMULATOR**



KIT DE DILATACION VAGINAL

CARACTERISTICAS:

- Consta de 6 cambios y el cambio del canal de nacimiento módulo de cuello de útero
- Etapa 1: ausencia de dilatación del cuello del útero, canal cervical no borra, la relación de posición Between cabeza del feto y el plano de isquiática, la columna vertebral - 5,
- Etapa 2: dilatación de 2 cm del cuello uterino, el 50% del canal cervical, la relación entre la posición de la cabeza del feto y el plano de la espina isquiática-4
- Etapa 3: dilatación de 4 cm de cuello uterino, completa el canal cervical, la relación entre la posición de la cabeza del feto y el plano de la espina isquiática-3;
- Etapa 4: 5 cm de dilatación del cuello del útero, lleno del canal cervical, la relación entre la posición de la cabeza del feto y el plano de la espina isquiática-0
- Etapa 5: dilatación de 7 cm de cuello uterino, lleno del canal cervical, la relación entre la posición de la cabeza del feto y el plano de la espina ciática + 2
- Etapa 6: dilatación de 10 cm de cuello uterino, completa del canal cerv relación de posición entre la cabeza del feto y el plano de la espina ciática

MOD: **MS-GP6655**

MARCA: **MEDICAL SIMULATOR**



SIMULADOR DE TACTO VAGINAL

CARACTERISTICAS:

- Material piel sintética
- Piel suave y elástica
- Estructura anatómica precisa
- Ejido de la lesión realista
- La operación de punción correcta puede extraer líquido de color rojo
- Un funcionamiento incorrecto podría penetrar en el recto y el líquido extraído parecen ser de color amarillo
- La operación incorrecta también puede penetrar a través de ambos lados y dañar otros órganos

MOD: **MS-NS6617**

MARCA: **MEDICAL SIMULATOR**



SIMULADOR DE PARTO DIFICIL MANUAL

CARACTERISTICAS:

- Material piel sintética
- Simulador de parto difícil manual
- Modelo de mujer adulto parte inferior del abdomen
- Demostrar difícil proceso de trabajo: posición fetal anormal, pelvis estrecha
- Equipado con la placenta y el cordón umbilical
- articulaciones de los miembros flexibles
- * Fontanela reconocible
- * Aspiración de la cabeza fetal
- * Cuidado del cordón umbilical
- la práctica del parto
- proceso de trabajo difíciles
- Nuevo bebé nacido de enfermería

MOD: **MS-GP6619**

MARCA: **MEDICAL SIMULATOR**



MODELO DE CONTRACEPCION

CARACTERISTICAS:

- Material piel sintética y plástico de alta resistencia
- Cuando está cerrado, modelo representa la vulva femenina;
- Cuando se abre, modelo demuestra la sección longitudinal de la mujer parte inferior del abdomen
- Anatómicas claras
- Marcas de estructura: el ano, la vagina orificio, labio mayor, labio menor,
- La vagina, el recto, la vejiga, sínfisis del pubis oseo, el sacro, el útero, las trompas de Falopio, ovarios, etc.
- la colocación práctica del dispositivo de anticoncepción femenina, la demostración de legrado uterino

MOD: **MS-NS6014**

MARCA: **MEDICAL SIMULATOR**



MODELO DE CONDON MASCULINO

CARACTERISTICAS:

- Tamaño natural pene erecto
- Se puede practicar el uso de condones

MOD: **MS-GP6621**

MARCA: **MEDICAL SIMULATOR**



CARACTERISTICAS:

- Mama de la mujer sola
- Apariencia natural,
- Textura realista
- Examen de conciencia
- Practicar el diagnóstico y reconocer fibrosis adenoma y cáncer mama

MOD: MS-GP6620

MARCA: MEDICAL SIMULATOR



MODELO DE TACTO PARA CANCER DE MAMA

CARACTERISTICAS:

- Material piel sintética
- Marcas anatómicas obvias, textura realista
- Demostrar lesiones, incluyendo:
 - Textura dura, superficie rugosa, puede ser considerado como terioma
 - Textura es relativamente suave de la superficie, plana, puede ser considerada como tumores benignos
- Metástasis linfática: desde la axila y el cuello, los alumnos pueden tocar la textura de los ganglios linfáticos duros:
- Pezones cambios: pezones están deprimidos, ulceración, desbordamiento de líquido sanguinolento
- Cambios en la piel: la piel está deprimido, la apariencia de piel de naranja, el cáncer de mama inflamatorio
- La observación clínica y diagnóstico de la glándula mamaria

MOD: **MS-GP6654**

MARCA: **MEDICAL SIMULATOR**



MODELO DE APLICACION DE CONDON FEMENINO

CARACTERISTICAS:

- Demostrar útero, el perineo, labios mayores, labios menores, la vagina
- La práctica el uso de condón femenino
- utilización práctica de espéculo vaginal
- la colocación del dispositivo anticoncepción y la extracción

MOD: **MS-GP6014**

MARCA: **MEDICAL SIMULATOR**



MODELO DE LESION CERVICAL UTERINO

CARACTERISTICAS:

- Material piel sintética
- 2 cuellos uterino normal,
- El cuello uterino 6 lesión
- Multípara, nulípara, laceraciones lineales, cervicitis purulenta aguda, cancerización, pólipos, ganglios cervicales infectadas (folículo), quiste
- Observación, el diagnóstico de las lesiones cervicales

MOD: **MS-GP66524**

MARCA: **MEDICAL SIMULATOR**



SIMULADOR DE ENTRENAMIENTO INTRAUTERINO CONTRACEPTIVO II

CARACTERISTICAS:

- Demuestre el ovario, la trompa de Falopio, el útero, el cuello uterino y la sección coronal de la vagina.
- Cubierta transparente que permite observar el proceso de colocación del DIU

MOD: **MS-GP66525**

MARCA: **MEDICAL SIMULATOR**



SIMULADOR DE ENTRENAMIENTO INTRAUTERINO CONTRACEPTIVO III

CARACTERISTICAS:

- Demuestre el ovario, la trompa de Falopio, el útero, el cuello uterino y la sección coronal de la vagina.
- Cubierta transparente que permite observar el proceso de colocación del DIU

MOD: **MS-GP6632**

MARCA: **MEDICAL SIMULATOR**



MODELO DE ÚTERO EN ABORTO

CARACTERÍSTICAS:

- Útero de material suave, elástica
- Con aspecto realista
- Tres útero durante el embarazo
- Puede ser abierta,
- Puede agregar saco de gestación en el útero simulada
- Dilatador uterino y cureta
- Se pueden insertar en el cuello uterino,
- Puede simular el funcionamiento curetaje y el saco de gestación de simulación puede ser raspado
- Con el apoyo del sótano, se puede fijar el útero en el lugar correcto

MOD: **MS-NS6010**

MARCA: **MEDICAL SIMULATOR**



SUTURA DE CORTE PERINEO

CARACTERÍSTICAS:

- I consta de 4 partes: la incisión izquierda, la derecha de la incisión, la incisión media e intacto
- La práctica de corte y sutura I
- I mismo lugar puede soportar la práctica repetida con el agujero de la aguja poco visible
- I Deje nuevo corte en cualquier posición para la práctica
- I retirada de la sutura Práctica

CUENTAS BANCARIAS MEDICAL TECHNOLOGY SMI SA DE CV

BANC O	CUENTA	CLABE	SWIF T	ADICIONAL
BBVA	0109477403	01218000109477 4039	N/A	Notificar pagos a su asesor y al mail pagos@medicaltechnology.com.mx

DOLARES

BENEFICIARIO	MEDICAL EQUIPMENT TECHNOLOGY SMI SA DE CV
DIRECCION	CALLE 6 NO. 47, COLONIA LA AMPLIACION LA QUEBRADA, CODIGO POSTAL 54769, CUAUTITLAN IZCALLI, ESTADO DE MEXICO, MEXICO
BANCO BENEFICIARIO	BBVA BANCOMER, S.A. INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA BANCOMER
DIRECCION DE BANCO	Perinorte Av. Hacienda Sierra Vieja Hacienda Del Parque 54789 Cuautitlán Izcalli, Estado De México, México
No. CUENTA	0109479449
SUCURSAL	4644
CODIGO SWIFT	BCMRMXMMPYM

Notificar con copia de transferencia a pagos@medicaltechnology.com.mx.

ENVÍOS A TODO EL PAÍS



MEDICAL SIMULATOR

MEDICAL EQUIPMENT TECHNOLOGY SMI S.A. DE C.V.

Ventas directas. Calle 20, No 2, Cuautitlán Izcalli Estado de México, Cp. .54769

TI de CDMX. 0155 65507781 LSC: 01800 8908 518

Mail. ventas@medicaltechnology.com.mx

Web. www.medicaltechnology.com.mx

Lada Sin Costo: 01800 8908839