




MEDICAL EQUIPMENT TECHNOLOGY



MEDICAL EQUIPMENT TECHNOLOGY SMI S.A. DE C.V.

Ventas directas. Calle 20, No 2, Cuautitlán Izcalli Estado de México, Cp. .54769

TI de CDMX. 0155 65507781 LSC: 01800 8908 518

Mail. ventas@medicaltechnology.com.mx

Web. www.medicaltechnology.com.mx



MEDICAL EQUIPMENT TECHNOLOGY



CATÁLOGO DE PRIMEROS AUXILIOS Y HABILIDADES



MOD: **MS-FA6823**

MARCA: **MEDICAL SIMULATOR**



MANIQUI DE RCP TORSO CON DESFIBRILADOR SIMULADO

CARACTERISTICAS:

- Material piel sintética
- La mitad del cuerpo de entrenamiento en RCP maniquí:
- La simulación de la vía aérea abierta estándar:
- la compresión torácica extra
- * Indicación del zumbador para la compresión adecuada (> 5 cm)
- * Durante la compresión se disparará la alarma de advertencia
- Respiración artificial
- volumen de aire insuflado se puede juzgar por la observación de la fluctuación de pecho (volumen <500 ml / 600 ml, 1000 ml)
- Frecuencia de trabajo: Standart internacional: 100 veces / min mínimo
- Modo de operación: Formación

MOD: **CPR-1500**

MARCA: **MEDICAL SIMULATOR**



SIMULADOR NEONATAL DE RCP Y OBSTRUCCIÓN

CARACTERISTICAS:

- Textura realista
- Simulando obstáculo de la vía aérea, la práctica de la espalda golpeando método y el dedo en el pecho método de prensado
- la práctica operación de RCP básica, respiración artificial y la compresión del pecho
- aumento de pecho realista y caída
- escala realista cuerpo y estructura anatómica precisa, el esternón y las costillas tangible.

MOD: MS-CPR1550

MARCA: MEDICAL SIMULATOR



MANIQUI AVANZADO ADULTO DE RCP Y OBSTRUCCIÓN

CARACTERISTICAS:

- Material piel sintética
- Maniqui avanzado adulto de rcp y obstrucción
- La simulación de obstrucción de vías respiratorias de adultos
- Sistema para desarrollar Maniobra de Heimlich práctica
- Precisa estructura anatómica: cabeza, costillas, esternón, ombligo y abdomen
- Diseñado para aplicar la práctica y operación de RCP básica

MOD: MS-FA6806

MARCA: MEDICAL SIMULATOR



MANIQUI DE ENFERMERIA AVANZADO TRAUMA

CARACTERISTICAS:

- Material piel sintética
- Equipado con componentes de evaluación de trauma, la vida como
- Diseñado para entrenamiento de limpieza de heridas, esterilización, detener el sangrado y vendajes:
- Facial grado quemadura I, II, III
- La frente herida abierta
- Traumatismo de mandíbula
- Fractura abierta de la clavícula y contusión en el pecho
- Traumatismo abdominal con el intestino delgado expuesto
- Fractura abierta de húmero derecho del brazo
- La mano derecha fractura abierta, laceración del tejido blando
- Tano izquierda herida de bala
- Muslo derecho fractura femoral compuesto
- Muslo derecho y corte del metal herida de arma blanca
- La pierna derecha fractura abierta
- Pies derechos fractura, dedo pequeño del pie truncamiento
- Izquierda grado brazo quemadura I, II, III
- Traumatismo truncamiento muslo izquierdo
- Amputación de la pierna
- Lesión muscular

MOD: **MS-FA6805**

MARCA: **MEDICAL SIMULATOR**



KIT DE TRAUMA

CARACTERISTICAS:

- Material piel sintética
- Entrenamiento en limpieza, esterilización, detener el sangrado y vendaje
- Componentes :
- Facial grado quemadura I, II, III
- La frente herida abierta
- Traumatismo de mandíbula
- Fractura abierta de la clavícula y contusión en el pecho
- Traumatismo abdominal con el intestino delgado expuesto
- Fractura abierta de húmero derecho del brazo
- La mano derecha fractura abierta, laceración del tejido blando
- Mano izquierda herida de bala
- Muslo derecho fractura femoral compuesto
- Muslo derecho y corte del metal herida de arma blanca
- La pierna derecha fractura abierta
- Pies derechos fractura, dedo pequeño del pie truncamiento
- Izquierda grado brazo quemadura I, II, III
- Traumatismo truncamiento muslo izquierdo
- Amputación de la pierna
- Lesión muscular

MOD: **MS-FA6803**

MARCA: **MEDICAL SIMULATOR**



SIMULADOR DE PUNCION CRIOTIROIDEA

CARACTERISTICAS:

- Textura realista
- Punción crio tiroidea membrana, la traqueotomía, la incisión membrana criotiroidea, etc.
- La práctica repetida de la piel y los cartílagos traqueales y intercambiables

MOD: MS-CPR1700

MARCA: MEDICAL SIMULATOR



MANIQUI NIÑO DE RCP

CARACTERISTICAS:

- Material piel sintética
- Maniquí de entrenamiento de RCP de cuerpo completo con sensores de uso
- Alarma de indicación de procedimiento de respiración de boca a boca y con resucitador manual.
- Configurado según normas de AHA RCP y ECC
- Prensa y artificial proporción de respiración: 30: 2 / sola, 15: 2 / doble
- Ciclo de operación: 30: 2 (single) o 15: 2 RCP (doble), completa la operación de cinco RCP.
- Frecuencia de trabajo: las nuevas normas internacionales: al menos 100 veces / min.
- Modo de operación: modo de entrenamiento
- Inspección de la respuesta de la arteria braquial: apretar la bola de aire manualmente para simular pulso de la arteria braquial
- El estado de trabajo: la adopción de la fuente de alimentación 220V, o la adopción directa
- Uso de Baterías

MOD: MS-CPR1600

MARCA: MEDICAL SIMULATOR



MANIQUI INFANTIL DE RCP

- Material piel sintética
- Maniquí de entrenamiento de RCP de cuerpo completo con sensores de uso
- Alarma de indicación de procedimiento de respiración de boca a boca y con resucitador manual.
- Configurado según normas de AHA RCP y ECC
- Prensa y artificial proporción de respiración: 30: 2 / sola, 15: 2 / doble
- Ciclo de operación: 30: 2 (single) o 15: 2 RCP (doble), completa la operación de cinco RCP.
- Frecuencia de trabajo: las nuevas normas internacionales: al menos 100 veces / min.
- Modo de operación: modo de entrenamiento
- Inspección de la respuesta de la arteria braquial: apretar la bola de aire manualmente para simular pulso de la arteria braquial
- El estado de trabajo: la adopción de la fuente de alimentación 220V, o la adopción directa
- Uso de Baterías

MOD: **MS-CPR6000**

MARCA: **MEDICAL SIMULATOR**




MANIQUEI DE RCP CON MANDO A COMPUTADORA

CARACTERISTICAS:

- Material piel sintética
- Maniquí simulador para RCP de cuerpo completo con, mando a computadora
- Simulación de los signos vitales: la pupila y cambios arteriales carótidas
- Las articulaciones de las extremidades superiores son móviles
- Simulación para la apertura de la vía aérea
- Entrenamiento en RCP: CPR de formación está diseñado de acuerdo con la AHA 2010
- Directrices para RCP y ACE, pueden realizar respiración artificial y
- Masaje cardíaco, idioma Inglés de los mensajes del sistema durante la totalidad del proceso.
- Proceso; vía aérea estándar abierto, forma de onda operación en tiempo real,
- Indicaciones de voz del sistemas sobre la operación correcta e incorrecta, estadística de los datos, resulta
- Impresión, disponible de modo de entrenamiento y examen
- Multimedia enseñanza de cursos está disponible, se puede conectar a proyector.
- Disponible versión independiente y la versión interactiva en línea.
- Versión autónoma se puede actualizar a la versión interactiva en línea
- AED (accesorio opcional): adopte un desfibrilador externo automático (Excesiva para el entrenamiento), proporcionar parches de elec instrucciones en inglés
- durante todo el

MOD: **MS-CPR5001**

MARCA: **MEDICAL SIMULATOR**



CARACTERISTICAS:

**MANIQUI INTELIGENTE DE FORMACION INTEGRAL RCP
(ELECTRONICO)**

- Material piel sintética
- Maniquí simulador para RCP de cuerpo completo con pantalla de LCD e impresora térmica
- Mando a distancia para guiar procedimiento de primeros auxilios estándar
- Sistema para reflejar el estado de la vía aérea en el monitor y ejecutar procedimiento
- A través de una bombilla de pulsos se refleja el estado de la carótida
- El monitor indica el buen procesos de respiración boca a boca o por medio de mascarilla o resucitador manual.
- EL monitor indica la compresión correcta del pecho, para la ejecución de RCP
- Configurado bajo estándares AHA RCP y ECC
- alumnos intercambiables para la observación de signos vitales
- Tres modos de entrenamiento: Práctica libre, AHA práctica estándar, Examen (sistema de puntuación automática en el modo de examen de impresión)
- impresora térmica, la impresión de la práctica informativa, el resultado del examen
- la práctica cateterismo, tanto intercambiable de género
- Evaluación conjunto trauma

MOD: MS-CPR5000

MARCA: MEDICAL SIMULATOR




SIMULADOR PARA RCP CON PANTALLA LCD

CARACTERISTICAS:

- Material piel sintética
- Maniquí simulador para RCP de cuerpo completo con pantalla de LCD e impresora térmica
- Mando a distancia para guiar procedimiento de primeros auxilios estándar
- Sistema para reflejar el estado de la vía aérea en el monitor y ejecutar procedimiento
- A través de una bombilla de pulsos se refleja el estado de la carótida
- El monitor indica el buen procesos de respiración boca a boca o por medio de mascarilla o resucitador manual.
- EL monitor indica la compresión correcta del pecho, para la ejecución de RCP
- Configurado bajo estándares AHA RCP y ECC
- Tres modos de entrenamiento: Práctica libre, AHA práctica estándar, Examen (sistema de puntuación automática en el modo de examen de impresión)
- Impresora térmica, la impresión de la práctica informativa, el resultado del examen

MOD: MS-CPR4000 Y 400W

MARCA: MEDICAL SIMULATOR



SIMULADOR PARA RCP CON PANTALLA BASICA

CARACTERISTICAS:

- Material piel sintética
- Maniquí simulador para RCP de cuerpo completo con pantalla de LCD e impresora térmica
- Mando a distancia para guiar procedimiento de primeros auxilios estándar
- Sistema para reflejar el estado de la vía aérea en el monitor y ejecutar procedimiento
- A través de una bombilla de pulsos se refleja el estado de la carótida
- El monitor indica el buen procesos de respiración boca a boca o por medio de mascarilla o resucitador manual.
- EL monitor indica la compresión correcta del pecho, para la ejecución de RCP
- Configurado bajo estándares AHA RCP y ECC
- Tres modos de entrenamiento: Práctica libre, AHA práctica estándar, Examen (sistema de puntuación automática en el modo de examen de impresión)
- Impresora térmica, la impresión de la práctica informativa, el resultado c examen
- opción de actualización: DM-CPR4000W (monitor inalámbrico)

MOD: MS-CPR300 Y 3000W

MARCA: MEDICAL SIMULATOR



SIMULADOR PARA RCP CON PANTALLA DE LED E IMPRESORA TERMICA

CARACTERISTICAS:

- Material piel sintética
- Maniquí simulador para RCP de cuerpo completo con pantalla de LCD e impresora térmica
- Mando a distancia para guiar procedimiento de primeros auxilios estándar
- Sistema para reflejar el estado de la vía aérea en el monitor y ejecutar procedimiento
- A través de una bombilla de pulsos se refleja el estado de la carótida
- El monitor indica el buen proceso de respiración boca a boca o por medio de mascarilla o resucitador manual.
- EL monitor indica la compresión correcta del pecho, para la ejecución de RCP
- Configurado bajo estándares AHA RCP y ECC
- Tres modos de entrenamiento: Práctica libre, AHA práctica estándar, Examen (sistema de puntuación automática en el modo de examen de impresión)
- Impresora térmica, la impresión de la práctica informativa, el resultado del examen
- opción de actualización: DM-CPR3000W (monitor inalámbrico)

MOD: MS-CPR2300S

MARCA: MEDICAL SIMULATOR



MANIQUI BASICO DE RCP CON MINI MONITOR

CARACTERISTICAS:

- Material piel sintética
- Maniquí de RCP de cuerpo completo con monitor inteligente (luz LED y la indicación de voz)
- Indicación del estado de la vía aérea en el monitor carótida Manual pulsa a través de la bombilla de impulsos
- Respiración asistida de boca a boca o máscara de bolsillo, la fuerza de esta se indica en el monitor
- Sistema que indica la presión correcta en pecho
- Configurado según normas de AHA RCP y ECC

MOD: MS-CPR2000

MARCA: MEDICAL SIMULATOR



TORSO DE MANIQUI RCP CON MONITOR

CARACTERISTICAS:

- Material piel sintética
- Maniquí de entrenamiento de RCP de medio cuerpo con Monitor de luz LED
- Indicación del estado de la vía aérea en el monitor carótida Manual pulsa a través de la bombilla de impulsos
- Respiración asistida de boca a boca o máscara de bolsillo, la fuerza de esta se indica en el monitor
- Sistema que indica la presión correcta en pecho
- Configurado según normas de AHA RCP y ECC

MOD: MS-CPR1950

MARCA: MEDICAL SIMULATOR



TORSO DE MANIQUI RCP CON SENSORES

CARACTERISTICAS:

- Material piel sintética
- Maniquí de entrenamiento de RCP de medio cuerpo con sensores de uso
- Luces verde si se realizo bien procedimiento y roja con alarma si hubo algún exceso de presión o error del mismo
- Sistema que indica la presión correcta en pecho
- Configurado según normas de AHA RCP y ECC
- Usa baterías (no incluidas)

MOD: MS-CPR1900

MARCA: MEDICAL SIMULATOR



TORSO DE MANIQUI RCP BASICO

CARACTERISTICAS:

- Material piel sintética
- Maniquí de entrenamiento de RCP de medio cuerpo
- Oclusión de las vías respiratorias / abierto
- carótida Manual pulsa a través de la bombilla de impulsos
- Ventilación a través de boca en boca o máscara de bolsillo, el pecho se levante realista y caída la práctica de compresión torácica

TABLA COMPARATIVA SIMULADORES DE RCP

	<i>CPR1950P</i>	<i>CPR2000</i>	<i>CPR2300</i>	<i>CPR3000</i>	<i>CPR4000</i>	<i>CPR5000</i>	<i>CPR5001</i>
OPERACIÓN CON BATERIAS	•						
OPERACIÓN ELECTRICA		•	•	•	•	•	•
ALARMA AUDITIVA	•						
INDICACIONES DE VOZ		•	•	•	•	•	•
CUERPO COMPLETO			•	•	•	•	•
MONITOR INDEPENDIENTE		•	•	•	•	•	•
IMPRESORA TERMICA				•	•	•	•
CONTROL REMOTO					•	•	•
PANTALLA LED		•	•	•	•		
PANTALLA LCD						•	•
KIT DE TRAUMA							•
MONITOR INALAMBRICO OPCIONAL			•	•	•		

MOD: **MS-FA6251**

MARCA: **MEDICAL SIMULATOR**



MODELO AVANZADO DE VIAS AEREAS

CARACTERISTICAS:

- Estructura anatómicamente precisa con textura realista de piel, cavidad oral, lengua, vía aérea, laringe y cuerdas vocales.
- Permite simular espasmo de la vía aérea
- Ambos pulmones y estomago pueden ser inflados
- Alerta de presión dental
- Comparación de pupilas normal y dilatada
- Simulación de pulso en la arteria carótida
- Simulación de atragantamiento de lengua complicando la intubación
- Simulación de regurgitación
- Compatible con varias técnicas de intubacion

MOD: **MS-FA5003**

MARCA: **MEDICAL SIMULATOR**




MODELO AVANZADO DE INTUBACION ELECTRONICO

CARACTERISTICAS:

- Material piel sintética
- Maniquí de entrenamiento torso para intubación endotraqueal con sensores
- Pantalla led de indicación externa
- Los pulmones se inflaman para emular el funcionamiento y presión del aire
- Sensores en dientes para evitar malos procedimientos
- Comparación de pupila normal y dilatada

MOD: **MS-FA5050**

MARCA: **MEDICAL SIMULATOR**



MODELO DE INTUBACION AVANZADO

CARACTERISTICAS:

- Material piel sintética
- Modelo de intubación básico solo cabeza
- Estructura anatómica realista, incluir la lengua, faringe, tráquea, etc.
- Intubación a través de la cavidad oral / nasal
- elevación de la cabeza para abrir la vía de aire
- Soplar para hinchar los pulmones o el estómago para verificar la posición de entubación

MOD: **MS-FA6249**

MARCA: **MEDICAL SIMULATOR**



MODELO DE INTUBACION ENDOTRAQUEAL DE NIÑO

CARACTERISTICAS:

- Material piel sintética
- Maniquí de intubación básico, solo cabeza
- Estructura anatómica realista, incluir la lengua, faringe, tráquea, etc.
- Intubación a través de la cavidad oral / nasal
- Elevación de la cabeza para abrir la vía de aire
- Soplar para hinchar los pulmones o el estómago para verificar la posición de entubación

MOD: **MS-FA6247**

MARCA: **MEDICAL SIMULATOR**



MODELO DE INTUBACION INFANTIL

CARACTERISTICAS:

- Material piel sintética
- Modelo de intubación básico solo cabeza
- Estructura anatómica realista, incluir la lengua, faringe, orofaringe, la epiglotis, cuerdas vocales y la tráquea
- Intubación a través de la cavidad oral / nasal
- elevación de la cabeza para abrir la vía de aire
- Sistema para soplar para hinchar los pulmones o el estómago para verificar la posición de entubación

MOD: **MS-FA6248**

MARCA: **MEDICAL SIMULATOR**



MODELO DE INTUBACION ENDOTRAQUEAL NEONATAL

CARACTERISTICAS:

- Nuevo bebé varón nacido, textura realista
- Intubación práctica a través de la cavidad oral
- El movimiento del pecho por testificar correcta intubación
- La práctica de habilidades básicas de RCP

MARCA: MEDICAL SIMULATOR

MOD: MS-FA5058



SIMULADOR AVANZADO DE TRAQUEOTOMIA E INTUBACION

CARACTERISTICAS:

- Material piel sintética
- Simulador avanzado de traqueotomía de intubación endotraqueal
- Posición traqueotomía estándar
- Tráquea táctil para localizar la posición de corte
- Estructura exacta: el cartílago tiroides, cricoides, la membrana crico-tiroideo
- Practicar la punción percutánea, traqueotomía
- Diferentes cortes:, forma transversal vertical, horizontal, forma de "U", revertir forma de "U"
- Tráquea reemplazable y la piel del cuello

MARCA: MEDICAL SIMULATOR

MOD: MS-BLS8500



SIMULADOR AVANZADO DE RCP

CARACTERISTICAS:

- Material piel sintética
- cuerpo completo RCP avanzada maniquí
- cabeza de intubación, la gestión de la práctica de las vías respiratorias
- pulsos carótidas electrónicos
- Ventilación a través de boca en boca o máscara de bolsillo, el volumen indicado en el monitor
- la compresión del pecho, la posición y la profundidad presión indicada en el monitor
- indicación de la práctica de cumplir con la última directriz AHA RCP y ECC
- alumnos intercambiables para la observación de signos vitales
- Desfibrilación, equipado con simulador de AED, también es adecuado para la práctica real de AED
- monitor de ECG de simulación
- Cateterismo, macho / hembra intercambiable
- I.V. inyección
- Inyección intramuscular

CUENTAS BANCARIAS MEDICAL TECHNOLOGY SMI SA DE CV

BANC O	CUENTA	CLABE	SWIF T	ADICIONAL
BBVA	0109477403	01218000109477 4039	N/A	Notificar pagos a su asesor y al mail pagos@medicaltechnology.com.mx

DOLARES

BENEFICIARIO	MEDICAL EQUIPMENT TECHNOLOGY SMI SA DE CV
DIRECCION	CALLE 6 NO. 47, COLONIA LA AMPLIACION LA QUEBRADA, CODIGO POSTAL 54769, CUAUTITLAN IZCALLI, ESTADO DE MEXICO, MEXICO
BANCO BENEFICIARIO	BBVA BANCOMER, S.A. INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA BANCOMER
DIRECCION DE BANCO	Perinorte Av. Hacienda Sierra Vieja Hacienda Del Parque 54789 Cuautitlán Izcalli, Estado De México, México
No. CUENTA	0109479449
SUCURSAL	4644
CODIGO SWIFT	BCMRMXMMPYM

Notificar con copia de transferencia a pagos@medicaltechnology.com.mx.

ENVÍOS A TODO EL PAÍS



MEDICAL SIMULATOR

MEDICAL EQUIPMENT TECHNOLOGY SMI S.A. DE C.V.

Ventas directas. Calle 20, No 2, Cuautitlán Izcalli Estado de México, Cp. .54769

TI de CDMX. 0155 65507781 LSC: 01800 8908 518

Mail. ventas@medicaltechnology.com.mx

Web. www.medicaltechnology.com.mx

Lada Sin Costo: 01800 8908 518