



MEDICAL EQUIPMENT TECHNOLOGY



MEDICAL EQUIPMENT TECHNOLOGY



CATÁLOGO DE SIMULADORES AVANZADOS DE EXAMEN FÍSICO 2017

SOLUCIONES MEDICAS INTEGRALES


Ventas directas. Calle 20, No 2, Cuautitlan Izcalli Estado de México, Cp. .54769

TI de CDMX. 0155 65507781 LSC: 01800 8908 518

Mail. ventas@smicorporativo.com.mx

Web. www.tiendadeequipomedico.com.mx

MOD: MS-PE6415



MARCA: MEDICAL SIMULATOR

CARACTERISTICAS:

MANIQUI MULTIFUNCIONAL AVANZADO CON ECG

- Controlado por el microordenador, una variedad de señales ECG normales y anormales se almacenan en el maniquí; cada señal de ECG
- Cuneta con convertidor analógico-a-digital código;
- Conectar con el ECG común o monitor de ECG cuando se utiliza, y conecte el cable de la máquina de ECG a las partes pertinentes de las extremidades y tórax, respectivamente;
- Para la práctica de la enseñanza y evaluación, operar el botón de código en el panel de maniquí y el código de entrada de ECG de acuerdo a su necesidad, la forma de onda del ECG se describirá de forma automática a través de la máquina de ECG y monitor;
- realista forma de onda y la frecuencia cardíaca ajustable.
- Hecho con alta tecnología, la piel flexible y elástica, con las marcas del sitio de auscultación, anti-envejecimiento, anti-alta temperatura y baja temperatura, robustez y durabilidad, la adopción de la tecnología del arte del maquillaje avanzada para hacer el maniquí hermoso y vívido como persona verdadera;

MOD: MS-PE6414

MARCA: MEDICAL SIMULATOR




MANIQUEI AVANZADO PARA EXAMENES ABDOMINALES, CARDIO PULMONARES Y AUSCULTACION (TORSO MUJER)

CARACTERISTICAS:

- Transformación de automatización signos abdominal
- visualización de la pantalla LCD seleccionada signos abdominales
- La vida de tamaño maniquí, estar hecho de materiales importados, sensación del tacto como una persona real
- sensibilidad en la palpación, el maniquí sonará la voz de la dolor.
- Refleja la sensibilidad de rebote en la ternura del apéndice
- Otro punto de sensibilidad: dolor abdominal superior, umbilical
- La ternura, la sensibilidad superior del uréter, uréter medio
- ternura, sensibilidad abdominal en el cuadrante superior izquierdo, inferior
- sensibilidad abdominal
- la formación de auscultación abdominal

MOD: MS-PE6413

MARCA: MEDICAL SIMULATOR



MANIQUI ELECTRONICO AVANZADO PARA PALPACION ABDOMINAL Y AUSCULTACION

CARACTERISTICAS:

- El producto es para un solo uso, puede llevar a cabo la práctica palpación y auscultación en maniquí
- Vivid simulación de múltiples síntomas palpación y auscultación cardiopulmonar:
- sonido normal del corazón, ruidos cardíacos anormales, varios murmullo cardiovasculares, el sonido de fricción pericárdico, la palpación del temblor precordial, sensación de fricción pericárdico, varios sonidos de la respiración patológica, estertores húmedos, vibraciones vocales, frote pleurítico etc.
- Examen de la palpación y la auscultación, los maestros pueden evaluar el funcionamiento de los estudiantes
- Uno tableros de control del microordenador
- Una placa de la pantalla del microordenador
- Una caja de resonancia expandido de alta potencia
- Uno de altavoces de alta potencia
- Una palpación y auscultación cardiopulmonar maniquí
- Opcional macho o hembra

MOD: MS-PE6412/1



MARCA: MEDICAL SIMULATOR

MANIQUÍ ABDOMINAL HUMANO CON SISTEMA INTELIGENTE PARA MAESTROS

CARACTERÍSTICAS:

- 1 Central de operación a computadora
- Profesor banco de pruebas de 2200 mm x 600 mm x 750 mm
- 1 caja de la voz activa y el auricular
- Ordenador (al usuario configurar por sí mismo o compañía ayuda de la compra)
- Impresora (usuario configure por sí mismo o compañía ayuda de la compra)
- configuración del PC: CPU es más P43.2G, memoria interna 1024M, 80G disco rígido, monitor de pantalla de 7 pulgadas / apartamento, tarjeta de vídeo es más de 128M, conductor normal de CD, disquetera normales, tarjeta de red normal, diapason normal de ratón normal, sistema son Win2000 Server Edición, la biblioteca de ejecución neta
- nueva versión del software de enseñanza de la teoría del corazón
- (Visión, el tacto, la grabación, escuchar), 1 juego
- nueva versión del software pulmonar y pleural enseñanza de la teoría (visión, el tacto, la grabación, escuchar), 1 juego
- nueva versión de la palpación cardíaca y software de
- Entrenamiento de habilidades auscultación, 1 juego
- Nueva versión de / software de formación palpación y auscultación habilidades pleura pulmones, 1 juego
- Nueva versión del software de pruebas de la teoría corazón, 1 juego
- Nueva versión de los pulmones / pleura software de pruebas de la teoría, 1 juego
- Software de enseñanza multimedia exploración abdominal, 1 juego
- 1 controlador de la máquina inteligente maestro
- controlador de la máquina maestra 1 multimedia abdominal
- 1 pecho del maniquí examen
- 1 maniquí examen abdominal
- nueva versión del software de entrenamiento de habilidades, 1 juego
- Nueva versión de cursos fabricación de software, 1 juego
- Nueva versión de las preguntas de la prueba la fabricación software, 1 juego

MOD: MS-PE6412/2



MARCA: MEDICAL SIMULATOR

MANIQUI ABDOMINAL HUMANO CON SISTEMA INTELIGENTE PARA ESTUDIANTE

CARACTERISTICAS:

- Los estudiantes banco de pruebas (1900mm x 600mm x 750mm)
- 2 Auriculares
- Ordenador (al usuario configurar por sí mismo o compañía ayuda de la compra)
- configuración del PC: CPU es más P43.2G, memoria interna 1024M, 80G disco rígido, monitor de pantalla de 7 pulgadas / apartamento, tarjeta de vídeo es más de 128M, conductor normal de CD, disquetera normales, tarjeta de red normal, diapasón normal de ratón normal, sistema son Win2000 Server Edition, la biblioteca de ejecución neta
- nueva versión del software de enseñanza de la teoría del corazón
- (Visión, el tacto, la grabación, escuchar), 1 juego
- nueva versión del software de enseñanza teoría pulmonar y pleural
- (Visión, el tacto, la grabación, escuchar), 1 juego
- nueva versión de la palpación cardíaca y software de entrenamiento de habilidades auscultación, 1 juego
- nueva versión del software pulmones / pleura palpación y auscultación entrenamiento de habilidades,
- 1 juego
- nueva versión del software de pruebas de la teoría corazón, 1 juego
- nueva versión de los pulmones / pleura software de pruebas de la teoría, 1 juego
- software de enseñanza multimedia exploración abdominal, 1 juego
- 1 controlador de la máquina inteligente maestro
- controlador de la máquina maestra 1 multimedia abdominal
- 1 pecho del maniquí examen
- 1 maniquí examen abdominal

MOD: MS-PE6411/1



MARCA: MEDICAL SIMULATOR

MANIQUI AVANZADO PARA ENTRENAMIENTO DE TECNICAS AVANZADAS CARDIOPULMONARES

CARACTERISTICAS:

- la gestión del profesorado
- la enseñanza de la teoría
- la toma de contenido
- Entrenamiento en habilidades
- monitor de la enseñanza
- red de examen
- Gestión del sistema
- enseñanza bidireccional
- nueva versión del software de enseñanza de la teoría del corazón (Visión, el tacto, la grabación, escuchar), 1 juego
- nueva versión del software de enseñanza teoría pulmonar y pleural (visión, el tacto, tapping, escuchar), 1 juego
- nueva versión de la palpación cardíaca y software de entrenamiento de habilidades auscultación, 1 juego
- nueva versión de / software de formación palpación y auscultación habilidades pleura pulmones, 1 juego
- nueva versión del software de pruebas de la teoría corazón, 1 juego
- nueva versión de los pulmones / pleura software de pruebas de la teoría, 1 juego
- nueva versión del software de entrenamiento de habilidades, 1 juego
- nueva versión del software de la toma de cursos, 1 juego
- Nueva versión de las preguntas de la prueba la fabricación de software, 1 juego
- 1 controlador de la máquina inteligente maestro
- 1 pecho del maniquí examen
- 1 centralita

MOD: MS-PE6410/2



MARCA: MEDICAL SIMULATOR

MANIQUI AVANZADO PARA EXAMEN MEDICO (SISTEMA ONLINE)

CARACTERISTICAS:

- Los estudiantes banco de pruebas (1900mm x 600mm x 750mm)
- 2 Auriculares
- Ordenador (al usuario configurar por sí mismo o compañía ayuda de la compra)
- configuración del PC: CPU es más P43.2G, memoria interna 1024M, 80G disco rígido, monitor de pantalla de 7 pulgadas / apartamento, tarjeta de vídeo es más de 128M, conductor normal de CD, disquetera normales, tarjeta de red normal, diapasón normal de ratón normal, sistema son Win2000 Server Edition, la biblioteca de ejecución neta
- nueva versión del software de enseñanza de la teoría del corazón (visión, el tacto, la grabación, escuchar),
- 1 juego
- nueva versión del software pulmonar y pleural enseñanza de la teoría (visión, el tacto, la grabación, escuchar), 1 juego
- nueva versión de la palpación cardíaca y software de entrenamiento de habilidades auscultación, 1 juego
- nueva versión de / software de formación palpación y auscultación habilidades pleura pulmones, 1 juego
- nueva versión del software de pruebas de la teoría corazón, 1 juego
- nueva versión de los pulmones / pleura software de pruebas de la teoría, 1 juego
- software de enseñanza multimedia exploración abdominal, 1 juego
- 1 controlador de la máquina inteligente maestro
- controlador de la máquina maestra 1 multimedia abdominal
- 2 pecho del maniquí examen
- 1 maniquí examen abdominal

CUENTAS BANCARIAS MEDICAL TECHNOLOGY SMI SA DE CV

BANC O	CUENTA	CLABE	SWIF T	ADICIONAL
BBVA	0109477403	01218000109477 4039	N/A	Notificar pagos a su asesor y al mail pagos@medicaltechnology.com.mx

DOLARES

BENEFICIARIO	MEDICAL EQUIPMENT TECHNOLOGY SMI SA DE CV
DIRECCION	CALLE 6 NO. 47, COLONIA LA AMPLIACION LA QUEBRADA, CODIGO POSTAL 54769, CUAUTITLAN IZCALLI, ESTADO DE MEXICO, MEXICO
BANCO BENEFICIARIO	BBVA BANCOMER, S.A. INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA BANCOMER
DIRECCION DE BANCO	Perinorte Av. Hacienda Sierra Vieja Hacienda Del Parque 54789 Cuautitlán Izcalli, Estado De México, México
No. CUENTA	0109479449
SUCURSAL	4644
CODIGO SWIFT	BCMRMXMMPYM

Notificar con copia de transferencia a pagos@medicaltechnology.com.mx.

ENVÍOS A TODO EL PAÍS



MEDICAL SIMULATOR



MEDICAL EQUIPMENT TECHNOLOGY SMI S.A. DE C.V.

Ventas directas. Calle 20, No 2, Cuautitlán Izcalli Estado de México, Cp. .54769

TI de CDMX. 0155 65507781 LSC: 01800 8908 518

Mail. ventas@medicaltechnology.com.mx

Web. www.medicaltechnology.com.mx

Lada Sin Costo: 01800 8908839