



## CENTRIFUGA DIGITAL DE LABORATORIO

Tienda de Simuladores Médicos añade a su catálogo CENTRIFUGA DIGITAL DE LABORATORIO que uno de sus principales objetivos es desarrollar a los estudiantes en técnicas clínicas.

- Velocidad máxima: 1000 ~ 4000 RPM; incremento 500 RPM
- Máxima RCF: 1790 xg
- Capacidad: 6 tubos de 15 mL
- Rango de tiempo: 1 - 60 minutos
- Potencia: 80W
- Alimentación: 110V, 60Hz



## CENTRIFUGA DIGITAL DE LABORATORIO

CDMX 55 89 14 32 00  
[info@medicaltechnology.com.mx](mailto:info@medicaltechnology.com.mx)