



CENTRIFUGA DIGITAL DE MESA

Tienda de Simuladores Médicos añade a su catálogo CENTRIFUGA DIGITAL DE MESA que uno de sus principales objetivos es desarrollar a los estudiantes en técnicas clínicas.

- Velocidad máxima: 4000 rpm Control de velocidad, tiempo y RFC: digital
- Capacidad del rotor: 12 tubos de 10 ml (incluye adaptadores)
- Temporizador: 0-99 min
- RFC máximo: 1700 xg
- Alimentación: 120V, 5A
- Frecuencia: 50 Hz
- Ruido: menor a 50dB Peso: 10 kg
- Dimensiones: 230 x 310 x 240 mm
- Centrífuga electromagnética (sin carbones)
- Libre de mantenimiento
- Botón de apertura de emergencia.



CENTRIFUGA DIGITAL DE MESA

