



CENTRÍFUGA PARA HEMATOCRITO

Tienda de Simuladores Médicos añade a su catálogo CENTRÍFUGA PARA HEMATOCRITO que uno de sus principales objetivos es desarrollar a los estudiantes en técnicas clínicas.

- Equipo silencioso, seguro y confiable, su suave aceleración y desaceleración protegen a las muestras de la turbulencia.
- Centrífuga diseñada para la separación de suero o plasma a partir de volúmenes muy pequeños además muy apropiada para trabajar en la determinación de células de sangre en volúmenes específicos. Reloj y control de velocidad digital con memorias.
- Para ser usada principalmente en Laboratorios Clínicos, Bioquímicos e Inmunología.
- Electromagnética libre de mantenimiento. Peso de 15 Kg brutos.
- Dimensiones de 230 x 310 x 240 mm
- Patas tipo ventosa, antideslizantes.
- Botones digitales fácil de usar aún con guantes.
- Dispositivo de seguridad que no permite abrir la tapa mientras el rotor esté girando



CENTRÍFUGA PARA HEMATOCRITO

