



CENTRIFUGA PARA MICROQUIMICA CENTRIFICIENT III

Tienda de Simuladores Médicos presenta CENTRIFUGA PARA MICROQUIMICA CENTRIFICIENT III, que innova en el mercado presentando características muy importantes que se adaptan a las necesidades de los pacientes

- Especializado en centrifugar volúmenes iguales o inferiores a 5 ml, a grandes velocidades y fuerza G.
- Velocidad máx. (RPM): Rotor IIIA: 13,000 RPM Rotor IIIB: 16,000 RPM Control de velocidad: Digital Máxima RCF: Rotor IIIA: 11,400 RPM Rotor IIIB: 17,800 RPM
- Rango de tiempo: 0-99 min.
- Rotores incluidos: Rotor IIIA: 10 tubos de 5 ml Rotor IIIB: 12 tubos de 1.5/2 ml
- Peso: 15 Kg
- Dimensiones: 230 x 310 x 240 mm
- Alimentación: 110V, /50Hz



CENTRIFUGA PARA MICROQUIMICA CENTRIFICIENT III

CDMX 55 89 14 32 00
info@medicaltechnology.com.mx