



COMPRESOR CAPACIDAD 110 LTS 3 HP HORIZONTAL CON 3 MOTORES DE 1 HP

Tienda de Simuladores Médicos presenta COMPRESOR CAPACIDAD 110 LTS 3 HP HORIZONTAL CON 3 MOTORES DE 1 HP que innova en el mercado presentando características muy importantes que se adaptan a las necesidades de los pacientes

-Para trabajo continuo y cirugías utilizando pieza de mano y eyector al mismo tiempo en las 2 unidades se recomienda la capacidad de 110 Lts 3 HP. Los compresores dentales libre de aceite son semi-silenciosos, están equipados con motor libre de aceite 1 hp (trabaja con dos pistones) 800w, 7.5A, 1750 r/min, PSI 101, 75l/min, peso 10.5kg Su sistema de enfriamiento 2 ventiladores laterales con cámara de desfogue, equipados con manómetro axial de 5 cms. Diámetro rango 0 a 180 PSI, automático 50-80 PSI hasta 12 amperes, 2 llaves de bronce alta y baja presión, válvula de desfogue de seguridad activa a 145 PSI, check de retención, válvula zelenoide y válvula purga de rosca para drenar, 2 llantas de hule reforzado para su fácil traslado Nota: el compresor debe ser conectado al switch (1 sola línea cable del #10) ojo no a la red del consultorio.



COMPRESOR CAPACIDAD 110 LTS 3 HP HORIZONTAL CON 3 MOTORES DE 1 HP

CDMX 55 89 14 32 00
info@medicaltechnology.com.mx