



CUNA CON COLCHON IMPERMEABLE DE 2 POSICIONES

Tienda de Equipo Médico presenta CUNA CON COLCHON IMPERMEABLE DE 2 POSICIONES que innova en el mercado presentando características muy importantes que se adaptan a las necesidades de los pacientes.

- La cabecera y piecera está construida de tubo cuadrado de 1 ½" en calibre 20, el panel de la cabecera y piecera en forma de barrotes de tubo redondo de ½".
- Pintura horneada color arena tambor construido en ángulo de 1 ¼" con tela articulada galvanizada y resortes en cal. 12 con sistemas de posición de cremalleras para elevar el respaldo y la sección de los pies de forma manual brindando múltiples posiciones mediante cremalleras de cinco pasos tope de colchón de acero redondo de 3/8", tela de acero galvanizado cal. 14 sujeta de resortes de acero templado cal. 12, pintado en color nogal.
- Barandales deslizables de tubo redondo de ½" cal. 20 y tubo cuadrado de ¾" en la parte superior e inferior en calibre 20. Deslizable sobre guías de tubo redondo cromadas y bujes de acero fijos a la cabecera y piecera. Con separadores sujetos unidos a la estructura y tope inferior de hule macizo.



CUNA CON COLCHON IMPERMEABLE DE 2 POSICIONES

CDMX 55 89 14 32 00
info@medicaltechnology.com.mx