



## CUNA TÉRMICA TONALLI 1M (MANUAL)

Tienda de Equipo Médico presenta CUNA TÉRMICA TONALLI 1M (MANUAL) que innova en el mercado presentando características muy importantes que se adaptan a las necesidades de los pacientes.

- Equipo electro médico diseñado para cuidados básicos e intermedios que controla manualmente, el ambiente térmico del paciente en un medio abierto.
- Elemento de calentamiento para proporcionar una temperatura no mayor a 39°C, tipo radiante.
- Conjuntando seguridad y economía.
- De la misma manera está basado en tecnología electrónica
- Además la Perilla para ajuste de la potencia del elemento calefactor
- Por último cuenta con Alta visual y audible de alta temperatura.



## CUNA TÉRMICA TONALLI 1M (MANUAL)

CDMX 55 89 14 32 00  
[info@medicaltechnology.com.mx](mailto:info@medicaltechnology.com.mx)