



DIAPASÓN ELEMENTAL CON CAJA DE RESONANCIA Y MARTILLO

Tienda de Simuladores Médicos presenta DIAPASÓN ELEMENTAL CON CAJA DE RESONANCIA Y MARTILLO que innova en el mercado presentando características muy importantes que se adaptan a las necesidades de los pacientes

- Sobre caja de resonancia de madera clara de abeto, veteada, y tiempo de resonancia especialmente largo, con diapasón desmontable. Incluye martillo de percusión suave
- Frecuencia propia: 440 Hz
- Longitud del diapasón: aprox. 170 mm
- Caja de resonancia: 180x90x50 mm³



DIAPASÓN ELEMENTAL CON CAJA DE RESONANCIA Y MARTILLO

CDMX 55 89 14 32 00
info@medicaltechnology.com.mx