



ESCALERA CON RAMPA

SIMULADORES MÉDICOS MET añade a su catálogo ESCALERA CON RAMPA MARCA MEDICAL SIMULATOR que uno de sus principales objetivos es desarrollar a los estudiantes en técnicas clínicas.

- La escalera con rampa ayuda a fortalecer cuádriceps, semimembranoso, semitendinoso y glúteos
 - Escalera con rampa para adultos: fabricada en triplay de pino de alta calidad, calibre 19 mm, medidas aproximadas de 300 cm x 270 cm x 90 cm de altura, rampa forrada con hule antiderrapante, acabado en barniz al natural y barandal en madera o metal.
 - Utilizada para reeducar la marcha y entrenamiento para subir y bajar escaleras.
 - Para ejercicio consiste de dos secciones, las cuales se aseguran firmemente evitando cualquier posibilidad de accidentes.
- Contribuye un fortalecimiento muscular y coordinación de miembros superiores e inferiores.



ESCALERA CON RAMPA

CDMX 55 89 14 32 00
info@medicaltechnology.com.mx