



ESCALERA CON RAMPA KIDS

SIMULADORES MÉDICOS MET añade a su catálogo ESCALERA CON RAMPA KIDS que innova en el mercado presentando características muy importantes que se adaptan a las necesidades de los pacientes.

- La escalera con rampa ayuda a fortalecer cuádriceps, semimembranoso, semitendinoso y glúteos
- Escalera con rampa para niños: fabricada en triplay de pino de alta calidad, calibre 19 mm; medidas aproximadas de 300 cm x 270 cm x 55 cm de altura; rampa forrada con hule antiderrapante, acabado de barniz al natural y barandal de madera o metal.



ESCALERA CON RAMPA KIDS

CDMX 55 89 14 32 00
info@medicaltechnology.com.mx