



ESCALERA DOBLE

SIMULADORES MÉDICOS MET presenta ESCALERA DOBLE, que es utilizada para reeducar la marcha y entrenamiento para subir y bajar escaleras, contribuye un fortalecimiento muscular y coordinación de miembros superiores e inferiores

- Escalera con escalera fabricada en triplay de pino de primera calidad
- Calibre 19 mm, medidas: 7 perales de 13 cm y 6 huellas de 30 cm, un descanso de 90 cm x 90 cm
- Acabado de barniz al natural en madera o metal



ESCALERA DOBLE

CDMX 55 89 14 32 00
info@medicaltechnology.com.mx