



ESTANTE GUARDAESTERIL DE 120CM

Tienda de Equipo Médico innova en el mercado con ESTANTE GUARDAESTERIL DE 90CM, que presenta características muy importantes que se adaptan a las necesidades de los pacientes.

- Fabricado con lamina cal 20 y estructura tubular de 32x32 mm acabado con pintura termoendurecible de alta resistencia a la corrosión.
- Doble chapa cromada durable con llave.
- Puertas con bisagra continua y cristales de 4 mm de espesor, ambas fabricadas con tubo rectangular.
- Copete inclinado.
- Entrepaños fabricados con lamina cal 20 , colocados en alturas variables por medio de escuadras de lamina cal 18.
- Niveladores de aluminio para superficies irregulares.



ESTANTE GUARDAESTERIL DE 120CM

CDMX 55 89 14 32 00
info@medicaltechnology.com.mx