



ESTERILIZADOR ELECTRÓNICO DIGITAL QUIRÚRGICO

Tienda de Simuladores Médicos añade a su catálogo el ESTERILIZADOR ELECTRÓNICO DIGITAL QUIRÚRGICO que uno de sus principales objetivos es desarrollar a los estudiantes en técnicas clínicas.

- Esterilizador electrónico digital quirúrgico.
- Su sistema de operación permite hasta un 60% de ahorro de energía.
- Programa de tiempo de rango de 10 - 99 minutos.
- Puerta de autosellado y sello de silicón de grado higiénico.
- Rango de temperatura de 100 a 180°C Ciclos de Esterilización sin error.
- Pantalla de cristal líquido LCD para mayor control y monitoreo de los ciclos de esterilización.
- Memoria de programación.
- Dimensiones del Equipo: Ancho 69cm Altura: 39cm Largo: 33cm
- Dimensiones de la Cámara de Esterilización: Ancho: 45.5cm Altura: 27cm Largo: 23cm
- Dimensiones de la Charola: 44.5 x 18.5 cm Eléctrico
- Alimentación: 120V-/60Hz.
- Consumo: 1000W.



ESTERILIZADOR ELECTRÓNICO DIGITAL QUIRÚRGICO

CDMX 55 89 14 32 00
info@medicaltechnology.com.mx