



ESTUCHE DE DIAGNOSTICO BASICO

TIENDA DE EQUIPO MEDICO lanza en el mercado el ESTUCHE DE DIAGNOSTICO ETN CODIGO. MET-EDO1 MARCA SMI, que tiene las mejores características que se adaptan a las necesidades de los pacientes.

Espéculo Nasal extensible

Cabeza de metal duradero y resistente para una larga vida útil.

Brazo doblado iluminador

2 espejos laríngeos N ° 3 y 4

Soporte para depresor lingual

Cabeza y Handel hecho de latón cromado

Sustitución sencilla de la lámpara en la parte inferior del cabezal del instrumento.

Parámetros técnicos del estuche profesional de cuidado del oído

1. Lámpara halógena similar a la luz diurna con luminosidad ajustable.
2. Ventana de visualización con ampliación 1X-2x
3. Contiene 3 espéculos reutilizables aural de metal de 2.4, 3.2 y 4mm