



GRÚA HIDRÁULICA PARA TRANSPORTAR PACIENTES

SIMULADORES MÉDICOS MET añade a su catálogo GRÚA HIDRÁULICA PARA TRANSPORTAR PACIENTES que innova en el mercado presentando características muy importantes que se adaptan a las necesidades de los pacientes.

- Fabricado en tubular de Acero Acabado en Pintura Epóxica
- Incluye resistente y cómodo arnés que se sujeta a 6 ganchos para máxima seguridad, y además cuenta con varias posiciones ajustables que se adaptan a la altura y necesidades de cada usuario.
- Sistema hidráulico. El pistón hace el trabajo de cargar el peso del usuario para realizar transferencias muy fácilmente y con seguridad.
- Al accionarse la palanca de liberación, su base puede abrirse para aumentar su ángulo de apertura y mejorar su estabilidad al momento de transportar al usuario, o bien cerrarse se se va a pasar por una puerta o lugar estrecho.
- Cuenta con cuatro ruedas de 4", dos de ellas con freno de seguridad.



GRÚA HIDRÁULICA PARA TRANSPORTAR PACIENTES



CDMX 55 89 14 32 00
info@medicaltechnology.com.mx