




SIMULADORES MÉDICOS MET añade a su catálogo el GRÚA MAXI MOVE MARCA TSM que uno de sus principales objetivos es desarrollar a los estudiantes en técnicas clínicas.

- La elevación vertical estable mantiene al paciente a una distancia constante del mástil y en una posición estable durante la elevación y la transferencia.
  - Los bastidores intercambiables opcionales proporcionan al cuidador un sistema flexible que también le permite seleccionar entre una gama completa de arneses.
  - El mástil telescópico de doble acción, que se puede combinar con un brazo ampliado, ofrece un amplio alcance de elevación para elevar a pacientes hacia la cama y desde el suelo.
  - Báscula opcional disponible, así como tres tamaños de ruedas, entre los que se incluye el tamaño extrabajo que facilita el acceso debajo de mesas y camillas.
  - El Sistema de Posicionamiento Dinámico eléctrico (PDPS) minimiza el manejo manual y mejora la precisión a la hora de colocar al paciente.
- El acoplamiento Combi hace que sea más fácil cambiar entre los distintos bastidores y estructuras de camilla.
- Controles dobles en el mástil y el mando de control.



## GRÚA MAXI MOVE

CDMX 55 89 14 32 00  
info@medicaltechnology.com.mx