



GRÚA Y CAMILLA PARA TINA DE HUBBARD

SIMULADORES MÉDICOS MET presenta GRÚA Y CAMILLA PARA TINA DE HUBBARD, que es permite la completa inmersión del cuerpo.

- Grúa de polipasto eléctrica mediante control remoto
- Camilla de lona antibacteriana y resistente al agua
- Tubos de acero inoxidable con cadena en los extremos y gancho en la punta para la sujeción al polipasto
- Medidas: largo de la camilla 200 cm y ancho 70 cm
- Camilla montada a un sistema de carga de altura variable
- Variación de altura de 3 m a 80 cm
- Sistema de elevación eléctrico mediante polipasto de 1HP, motor reversible al instante
- Capacidad de carga de hasta 280 kg
- A 120 V/1Ø 60 Hz mediante control remoto

GRÚA Y CAMILLA PARA TINA DE HUBBARD

CDMX 55 89 14 32 00
info@medicaltechnology.com.mx

