



## INCUBADORA INFANTIL PILLI 1000 ADT TÁCTIL NO INCLUYE TANQUES DE OXIGENO

Tienda de Equipo Médico presenta INCUBADORA INFANTIL PILLI 1000 ADT TÁCTIL NO INCLUYE TANQUES DE OXIGENO que innova en el mercado presentando características muy importantes que se adaptan a las necesidades de los pacientes.

- Sistema de control profesional basado en microprocesador de última generación que permite un funcionamiento de alta precisión y seguridad para el cuidado del paciente en estado crítico.
- Sistema de control y programación de los parámetros de funcionamiento por medio de pantalla táctil de 7" a color de fácil manejo.
- Despliegue digital de todos los parámetros térmicos de control, monitorizados y potencia del calefactor
- Servocontrol de la temperatura del aire.
- Servocontrol de la temperatura cutánea
- Monitoreo de la humedad
- Carro plegable de tijera, con soporte para dos tanques de oxígeno
- Respaldo de energía de 5 hrs para mantener encendido el módulo de control,

INCUBADORA INFANTIL  
PILLI 1000 ADT TÁCTIL  
NO INCLUYE TANQUES  
DE OXIGENO

CDMX 55 89 14 32 00  
[info@medicaltechnology.com.mx](mailto:info@medicaltechnology.com.mx)

