



## INCUBADORA INFANTIL PILLI 1000 SD (SERVO DIGITAL) TÁCTIL CON FOTOTERAPIA

Tienda de Equipo Médico presenta IINCUBADORA INFANTIL PILLI 1000 SD (SERVO DIGITAL) TÁCTIL CON FOTOTERAPIA que innova en el mercado presentando características muy importantes que se adaptan a las necesidades de los pacientes.

- Sistema de control profesional basado en microprocesador de última generación que permite un funcionamiento de alta precisión y seguridad para el cuidado del paciente en estado crítico.
- Sistema de control y programación de los parámetros de funcionamiento por medio de pantalla táctil de 7" a color de fácil manejo.
- Despliegue digital de todos los parámetros térmicos de control, monitorizados y potencia del calefactor.
- Control digital para el ajuste de la temperatura de control y selección de modo de operación.
- Sistema de autoprueba al encender el equipo y durante su funcionamiento.
- Servocontrol de la temperatura del aire.
- Servocontrol de la temperatura cutánea (piel).
- Servocontrol de la humedad relativa.
- Modulación de la potencia de calefacción en 3 etapas.



## INCUBADORA INFANTIL PILLI 1000 SD (SERVO DIGITAL) TÁCTIL CON FOTOTERAPIA

CDMX 55 89 14 32 00  
info@medicaltechnology.com.mx