



INCUBADORA INFANTIL PILLI 1000 SD (SERVO DIGITAL) CON CONTROL DE HUMEDAD RELATIVA

Tienda de Equipo Médico presenta INCUBADORA INFANTIL PILLI 1000 SD (SERVO DIGITAL) CON CONTROL DE HUMEDAD RELATIVA que innova en el mercado presentando características muy importantes que se adaptan a las necesidades de los pacientes.

- Equipo médico con cubierta cerrada para ayudar a controlar la temperatura del aire y de la piel de pacientes neonatos o recién nacidos.
- Sistema de Control: Sistema de control profesional basado en microprocesador de última generación que permite un funcionamiento de alta precisión y seguridad para el cuidado del paciente en estado crítico. Sistema de control y programación de los parámetros de funcionamiento por medio de menús interactivos de fácil manejo
- Despliegue digital de todos los parámetros térmicos de control, monitorizados y potencia del calefactor en pantalla de vacío fluorescente de alta luminiscencia, con 4 opciones seleccionables de intensidad de carácter. Servocontrol de la temperatura del aire. Servocontrol de la temperatura cutánea (piel). Servocontrol de la humedad relativa.

CDMX 55 89 14 32 00
info@medicaltechnology.com.mx



INCUBADORA INFANTIL PILLI 1000 SD (SERVO DIGITAL) CON CONTROL DE HUMEDAD RELATIVA