



## JUEGO DE CONSULTORIO FUTURO

Tienda de Equipo Médico presenta JUEGO DE CONSULTORIO FUTURO que innova en el mercado presentando características muy importantes que se adaptan a las necesidades de los pacientes.

- Mesa de exploración: cuerpo y zoclo fabricado en lamina de acero inoxidable acabado esmaltado.
- Plancha acojinada dividida en 3 secciones, con sangrera, dos puertas abatibles con jaladera integrada y porta papeleta.
- Gabinete: cuerpo y zoclo fabricado en lámina de acero acabado esmaltado color arena, puerta superior abatible con vidrio y jaladera tipo botón de plástico. Dos cajones inferiores con jaladera integrada.
- Cubierta de acero inoxidable con moldura de aluminio protectora contra caída de objetos.
- Vitrina: cuerpo y zoclo fabricados en lamina de acero acabado esmaltado color arena. Puerta superior con vidrio y chapa de seguridad. un cajón central con jaladera integrada y puerta superior abatible con jaladera integrada "No incluye entrepaños"
- Bote banco: cuerpo fabricado en lámina de acero esmaltado color arena con sistema de abatimiento de tapa, asiento acabado con vinil tipo piel.
- Banco giratorio: estructura, asiento y descansapiés fabricados en lámina de acero acabado cromo. 4 regatones fijos de hule color negro.

## JUEGO DE CONSULTORIO FUTURO

CDMX 55 89 14 32 00  
[info@medicaltechnology.com.mx](mailto:info@medicaltechnology.com.mx)

