



MAGNETOTERAPIA SMART

SIMULADORES MÉDICOS MET añade a su catálogo MAGNETOTERAPIA SMART que innova en el mercado presentando características muy importantes que se adaptan a las necesidades de los pacientes.

- 1 Canal de ultrasonido terapéutico.
- Amplia biblioteca de protocolos preestablecidos para una aplicación fácil y eficaz.
- Clasificación de los protocolos de acuerdo con los efectos biológicos.
- Descripción de las terapias y el posicionamiento de los aplicadores.
- Protocolos de tratamiento preestablecidos. Pantalla táctil a color de 4.3".
- Aplicadores con transmisión de calor de frecuencia múltiple: 1 y 3 MHz disponible.
- Tratamiento simultáneo con 1 y 3 MHz en todos los cabezales. Frecuencia modulada 10-150.
- Ciclo de trabajo 5-95 %.
- Cabezales de ultrasonido calentados. Intensidad máx. en modo continuo 2 W / cm². Intensidad máx. en modo pulsátil 3 W / cm².



MAGNETOTERAPIA SMART

CDMX 55 89 14 32 00
info@medicaltechnology.com.mx