



## MANIQUÍ BÁSICO DE RCP CON MINI MONITOR

SIMULADORES MÉDICOS MET lanza en el mercado el MANIQUÍ BÁSICO DE RCP CON MINI MONITOR CÓDIGO. MET-CPR23005 MARCA MEDICAL SIMULATOR, que tiene las mejores características que se adaptan a las necesidades de los pacientes.

- Maniquí de entrenamiento de RCP de cuerpo completo con sensores de uso
- Alarma de indicación de procedimiento de respiración de boca a boca y con resucitador manual.
- Ciclo de operación: 30: 2 (single) o 15: 2 RCP (doble), completa la operación de cinco RCP.
- Frecuencia de trabajo: las nuevas normas internacionales: al menos 100 veces / min.
- Inspección de la respuesta de la arteria braquial: apretar la bola de aire manualmente para simular pulso de la arteria braquial
- El estado de trabajo: la adopción de la fuente de alimentación 220V, o la adopción directa
- Uso de Baterías



## MANIQUÍ BÁSICO DE RCP CON MINI MONITOR

CDMX 55 89 14 32 00  
info@medicaltechnology.com.mx