



MANIQUÍ DE RCP ADULTO 1 PZ

SIMULADORES MÉDICOS MET lanza en el mercado el MODELO BÁSICO DE PARTO que tiene las mejores características que se adaptan a las necesidades de los pacientes.

- Diseño exhaustivo que permite la práctica de la maniobra de Heimlich, la RCP y la respiración boca a boca.
- Las marcas anatómicas realistas (nuez de Adán, arterias carótidas, ombligo, caja torácica, pecho) facilitan el aprendizaje de la correcta colocación de las manos para tomar el pulso, realizar compresiones torácicas y mucho más.
- Ofrece información valiosa para el estudiante además de otras características importantes:
- Inclinação de la cabeza / levantamiento de mentón necesarios para abrir las vías respiratorias
- Marcas anatómicas precisas
- "Clic" audible que indica la correcta compresión



MANIQUÍ DE RCP ADULTO 1 PZ

CDMX 55 89 14 32 00
info@medicaltechnology.com.mx