



MANIQUÍ INTELIGENTE DE FORMACIÓN INTEGRAL RCP ELECTRÓNICO

SIMULADORES MÉDICOS MET lanza en el mercado el MANIQUÍ INTELIGENTE DE FORMACIÓN INTEGRAL RCP ELECTRÓNICO CÓDIGO. MET-CPR5001 MARCA MEDICAL SIMULATOR, que tiene las mejores características que se adaptan a las necesidades de los pacientes.

- Material piel sintética
- A través de una bombilla de pulsos se refleja el estado de la carótida
- El monitor indica el buen procesos de respiración boca a boca o por medio de mascarilla o resucitador manual.
- Configurado bajo estándares AHA RCP y ECC
- Tres modos de entrenamiento: Práctica libre, AHA práctica estándar, Examen (sistema de puntuación automática en el modo de examen de impresión) impresora térmica, la impresión de la práctica informativa, el resultado del examen la práctica cateterismo, tanto intercambiable de género

Código: MET-CPR5001



MANIQUÍ INTELIGENTE DE FORMACIÓN INTEGRAL RCP ELECTRÓNICO

CDMX 55 89 14 32 00
info@medicaltechnology.com.mx