



MANIQUÍ NIÑO DE RCP

SIMULADORES MEDICOS MET lanza en el mercado el MANIQUÍ NIÑO DE RCP CÓDIGO. MET-CPR1700 MARCA MEDICAL SIMULATOR, que tiene las mejores características que se adaptan a las necesidades de los pacientes.

- Maniquí de entrenamiento de RCP de cuerpo completo con sensores de uso
- Alarma de indicación de procedimiento de respiración de boca a boca y con resucitador manual.
- Configurado según normas de AHA RCP y ECC
- Prensa y artificial proporción de respiración: 30: 2 / sola, 15: 2 / doble
- Ciclo de operación: 30: 2 (single) o 15: 2 RCP (doble), completa la operación de cinco RCP.
- Inspección de la respuesta de la arteria braquial: apretar la bola de aire manualmente para simular pulso de la arteria braquial
- El estado de trabajo: la adopción de la fuente de alimentación 220V, o la adopción directa



MANIQUÍ NIÑO DE RCP